



  
support line<sup>®</sup><sub>S&L</sub>  
Orthopedic Products

Ласкаво просимо до каталогу Support Line







support line<sup>®</sup>





support line  
of Malaysia Production

ERSAMED




# ЗМІСТ

|                             |    |                           |    |
|-----------------------------|----|---------------------------|----|
| Бандажі шийні               | 4  | Продукція                 | 36 |
| Бандажі для руки та плеча   | 8  | універсальна              |    |
| Бандажі на лікоть           | 10 | Догляд за стопою          | 38 |
| Бандажі на зап'ясток        | 12 | Інша продукція            | 42 |
| Шини на зап'ясток           | 14 | Компресійні вироби        | 42 |
| Шини на палець руки         | 15 | Ортопедичні подушки       | 45 |
| Корсети                     | 16 | Реабілітаційне обладнання | 46 |
| Корсети для фіксації хребта | 20 |                           |    |
| Наколінники                 | 22 |                           |    |
| Ортези на колінний суглоб   | 26 |                           |    |
| Бандажі гомілковоступневі   | 28 |                           |    |
| Ортези гомілковоступневі    | 30 |                           |    |
| Дитячі ортопедичні вироби   | 31 |                           |    |
| Трикотажні вироби           | 33 |                           |    |

Захисні наколінники 23



Наколінники для спорту 10



Реабілітація 46



# ПРО КОМПАНІЮ ERSAMED

- ▶ Компанія Ersamed Medical and Orhtopedia San.Tic.Ltd.Sti, розпочала свій бізнес з 5 співробітників площею 500 метрів у 2005 році в Стамбулі, випускаючи тканинні вироби з торговою маркою Support Line. Зараз Ersamed працює на 2800 метрів із 80 співробітниками. Розширили асортимент своїх ортопедичних виробів за підтримки клієнтів.
- ▶ «ERSAMED MEDICAL VE ORTOPEDI SAN.TIC.STI» це:
  - найбільший виробник і експортер Туреччини в своїй області;
  - найбільші заводи-виробники в своїй області;
  - продукція з сертифікатом ISO 9001 і до Стандарту CE
- ▶ Мета компанії Ersamed Medical:
  - задовольнити потреби клієнтів за допомогою високоякісного асортименту виробів, надати їм швидко та надійну консультацію та забезпечити їх післяпродажними послугами.
- ▶ Продукція має міжнародні сертифікати якості, а також сертифікати відповідності вимогам МОЗ України.





# БАНДАЖІ ШИЙНІ



SL 05 D

## Бандаж шийний м'який (Шанца)

Бандаж виготовлений з м'якого пористого матеріалу, повторює анатомічну форму ший, обмежує згинання та розгинання голови.

### Використання:

Використовується при м'язових спазмах, протрузіях і грижах міжхребцевих дисків шийного відділу хребта, защемленнях нервів, остеоартрози.

Розміри:



| S     | M     | L     |
|-------|-------|-------|
| 28 cm | 34 cm | 40 cm |
| 33 cm | 39 cm | 45 cm |



SL 05

## Бандаж шийний напівжорсткий (Шанца)

Бандаж виготовлений з м'якого пористого матеріалу, повторює анатомічну форму ший, обмежує згинання та розгинання голови.

### Використання:

Використовується при м'язових спазмах, протрузіях і грижах міжхребцевих дисків шийного відділу хребта, защемленнях нервів, остеоартрози.

Розміри:

|       |       |       |   |
|-------|-------|-------|---|
|       | S     | M     | L |
| 28 cm | 34 cm | 40 cm |   |
| 33 cm | 39 cm | 45 cm |   |



ERS 110

## Бандаж шийний (комірець Нельсона)

Бандаж використовують для зняття больових відчуттів і дискомфорту в ділянці шийного відділу хребта. Виготовлений з матеріалу пластазот завтовшки 12 мм високої щільності. Бандаж зменшує механічний вплив на міжхребцеві диски та запобігає деформації шийних хребців.


### Використання:

Використовується при м'язових спазмах, протрузіях і грижах міжхребцевих дисків шийного відділу хребта, защемленнях нервів, остеоартрози.

Розміри:



| XS    | S     | M     | L     | XL    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 28 cm | 32 cm | 36 cm | 40 cm | 43 cm |
| 31 cm | 35 cm | 39 cm | 43 cm | 46 cm |



ERS 110 K

## Бандаж шийний (комірець Нельсона) з тканинним покриттям

Бандаж використовують для зняття больових відчуттів і дискомфорту в ділянці шийного відділу хребта. Виготовлений з матеріалу пластазот завтовшки 12 мм високої щільності, зовні покритий гіпоалергенною тканиною. Бандаж зменшує механічний вплив на міжхребцеві диски та запобігає деформації шийних хребців.

### Використання:

Використовується при м'язових спазмах, протрузіях і грижах міжхребцевих дисків шийного відділу хребта, защемленнях нервів, остеоартрози.

Розміри:



| XS    | S     | M     | L     | XL    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 28 cm | 32 cm | 36 cm | 40 cm | 43 cm |
| 31 cm | 35 cm | 39 cm | 43 cm | 46 cm |

## Бандаж шийний (комірць Філадельфія)

ERS 111

Бандаж надійно фіксує шийний відділ хребта, підтримує нижню щелепу і потилицю, запобігає розгинанню та згинанню голови. Виготовлений з 12-міліметрового пластазоту.

### Використання:

Використовують при травмах і пошкодженнях хребців і зв'язкового апарату шийного відділу, протрузіях і грижах міжхребцевих дисків, після хірургічних втручань.

Розміри:

| XS    |
|-------|
| 28 cm |
| 32 cm |



| S     |
|-------|
| 33 cm |
| 37 cm |

| M     |
|-------|
| 38 cm |
| 42 cm |

| L     |
|-------|
| 42 cm |
| 46 cm |



## Бандаж шийний (комірць Філадельфія) з отвором для трахеотомії

ERS 112

Бандаж надійно фіксує шийний відділ хребта, підтримує нижню щелепу та потилицю, перешкоджає розгинанню та згинанню голови. Виготовлений з 12-міліметрового пластазоту; має отвір для трахеотомії.

### Використання:

Використовують при травмах і пошкодженнях хребців та зв'язкового апарату шийного відділу хребта, протрузіях і грижах міжхребцевих дисків, після хірургічних втручань.

Розміри:

| XS    |
|-------|
| 28 cm |
| 32 cm |



| S     |
|-------|
| 33 cm |
| 37 cm |

| M     |
|-------|
| 38 cm |
| 42 cm |

| L     |
|-------|
| 42 cm |
| 46 cm |



## Бандаж шийний підтримуючий, регулюючий за висотою та шириною

ERS 108

Бандаж фіксує підборіддя, забезпечує фізіологічне положення ший, створюючи умови для розвантаження і профілактики деформації шийних хребців.

### Використання:

Використовують при травмах, протрузіях і грижах міжхребцевих дисків, остеоартрозі. Бандаж можна регулювати за шириною та висотою.

Розміри:



| S     |
|-------|
| 32 cm |
| 35 cm |

| M     |
|-------|
| 36 cm |
| 39 cm |

| L     |
|-------|
| 40 cm |
| 43 cm |

| XL    |
|-------|
| 43 cm |
| 46 cm |

| XXL   |
|-------|
| 46 cm |
| 50 cm |



## Бандаж шийний підтримуючий, з фіксацією підборіддя, регулюючий за висотою та шириною

ERS 109

Бандаж надійно фіксує підборіддя, забезпечує фізіологічне положення ший, створюючи умови для розвантаження та профілактики деформації шийних хребців.

### Використання:

Використовують при травмах, протрузіях і грижах міжхребцевих дисків, остеоартрозі. Бандаж можна регулювати за шириною та висотою.

Розміри:



| S     |
|-------|
| 32 cm |
| 35 cm |

| M     |
|-------|
| 36 cm |
| 39 cm |

| L     |
|-------|
| 40 cm |
| 43 cm |


| XL    |
|-------|
| 43 cm |
| 46 cm |

| XXL   |
|-------|
| 46 cm |
| 50 cm |





# ШИЙНІ БАНДАЖІ



**ERS114**

## Бандаж шийний каркасний

Анатомічний напівтвердий бандаж знерухоплює та компенсує навантаження на шийний відділ хребта. Висоту і периферійний контур можна легко регулювати вигином руки.

### Використання:

Використовують при травмах шийного відділу хребта, протрузіях і грижах міжхребцевих дисків, остеоартрозі, після хірургічних втручань.

Розміри:

|                                                                                   |                                |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Short</b><br>33 cm<br>39 cm | <b>Regular</b><br>40 cm<br>46 cm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|



**ERS 115**

## Бандаж шийний для невідкладних медичних станів


Бандаж шийний для невідкладних медичних станів, виготовлений з матеріалу AuraTery, який поєднує в собі термопласт із зовнішнього боку та м'якої гіпоалергенної внутрішньої поверхні. Висота і периферійний контур легко регулюються, створюючи умови для розвантаження і профілактики зміщення та деформації шийних хребців.



Розміри:

|                                                                                     |                            |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | <b>S</b><br>33 cm<br>37 cm | <b>M</b><br>38 cm<br>42 cm | <b>L</b><br>42 cm<br>46 cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| <b>XS</b><br>28 cm<br>32 cm |
|-----------------------------|



**ERS 116**

## Корсет-комірець Мінерва для жорсткої фіксації шийного та грудного відділів хребта

Негнучка ортопедична конструкція корсета ефективна для лікування дегенеративних захворювань хребта. Усуває можливість випадкових різких рухів, розвантажує, фіксує і підтримує шийний та грудний відділи хребта.



Розміри:

|                                                                                     |                            |                             |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | <b>S</b><br>33 cm<br>37 cm | <b>M</b><br>38 cm<br>42 cm  | <b>L</b><br>42 cm<br>46 cm   |
|  | <b>S</b><br>70 cm<br>90 cm | <b>M</b><br>90 cm<br>110 cm | <b>L</b><br>110 cm<br>130 cm |

support line<sup>®</sup>  
S&L  
Orthopedic Products





# БАНДАЖІ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РУКИ ТА ПЛЕЧА



SL 01

## Бандаж для підтримки руки (Косинка Люкс)

Бандаж для підтримки руки (Косинка Люкс) виготовлений з міцного гіпоалергенного матеріалу. Утримує верхню кінцівку та плечовий пояс у розвантажувальному, дренажному положенні.

### Використання:

Використовують в період реабілітації після травм, гіпсової іммобілізації та оперативних втручань на плечовому поясі та верхніх кінцівках тощо.

Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 cm | 33 cm | 36 cm | 39 cm | 42 cm |
| 33 cm | 36 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm |



SL 01 F

## Бандаж для підтримки руки (Косинка Сітка)

Бандаж для підтримки руки (Косинка Сітка) виготовлений із сітчастого гіпоалергенного матеріалу. Утримує верхню кінцівку та плечовий пояс у розвантажувальному, дренажному положенні.

### Використання:

Використовують в період реабілітації після травм, гіпсової іммобілізації та оперативних втручань на плечовому поясі та верхніх кінцівках тощо.



Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 cm | 33 cm | 36 cm | 39 cm | 42 cm |
| 33 cm | 36 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm |

## Бандаж для фіксації плечового та ліктьового суглобів



SL 01 B

Бандаж призначений для фіксації ліктьового і плечового суглобів при лікуванні та реабілітації після травм, вивихів, переломів. Утримує верхню кінцівку та плечовий пояс у розвантажувальному, дренажному положенні.

### Використання:

Використовують в період реабілітації після травм, гіпсової іммобілізації та оперативних втручань на плечовому поясі та верхніх кінцівках тощо.

Розміри:



Універсальний

## Бандаж для руки фіксуєчий Вельпо (пов'язка Дезо)



SL 02

Бандаж для руки фіксуєчий Вельпо (пов'язка Дезо) утримує верхню кінцівку та плечовий пояс у розвантажувальному, дренажному положенні. Виріб зручний у користуванні, легко фіксується на тулубі та знімається завдяки фіксаторам велкро (липучкам), що розміщені на фронтальній частині.

### Використання:

Використовують при вивихах, переломах, оперативних втручаннях, запальних захворюваннях плеча та плечового пояса.

Розміри:



Універсальний

### Бандаж з відвідною подушкою 30°

SL 03



Бандаж з відвідною подушкою фіксує плечовий суглоб у фізіологічно правильному положенні з відведенням під кутом 30° та зовнішньою ротацією плеча. Запобігає утворенню контрактур, поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік у верхній кінцівці. Виріб легко фіксується на тулубі та знімається завдяки ременю з фіксатором велкро (липучкою).

#### Використання:

Використовують при травмах (вивихах, переломах), оперативних втручаннях, запальних захворюваннях плеча та плечового пояса.

Розміри:



Універсальний



### Бандаж з відвідною подушкою 45°-60°

SL 03 D



Бандаж з відвідною подушкою фіксує плечовий суглоб у фізіологічно правильному положенні з відведенням під кутом 45-60° та зовнішньою ротацією плеча. Запобігає утворенню контрактур, поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік у верхній кінцівці. Виріб легко фіксується на тулубі і німається завдяки ременю з фіксатором велкро.

#### Використання:

Використовують при травмах (вивихах, переломах), оперативних втручаннях, запальних захворюваннях плеча та плечового пояса.

Розміри:



Універсальний



### Бандаж для ключиці (кільця Дельбе)

SL 04




Бандаж (кільця Дельбе) надійно фіксує та стабілізує верхній плечовий пояс під час травм та ушкоджень акроміона і ключиці.

Розміри:



| XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18 cm | 25 cm | 31 cm | 37 cm | 43 cm | 49 cm |
| 24 cm | 30 cm | 36 cm | 42 cm | 48 cm | 54 cm |



### Бандаж неопреновий для фіксації плечового пояса

REF 620

Бандаж неопреновий для фіксації плечового суглоба у формі рукава з кріпленням під протилежну руку, створює ефект термокомпресії в ділянці плечового суглоба, поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік, зменшує больовий синдром, фіксує плечовий суглоб у фізіологічному положенні.

#### Використання:

Використовують для лікування вивихів, переломів, при пошкодженні капсули плечового суглоба, у ранній та пізній післяопераційний період, а також для захисту зв'язкового апарату плечового суглоба під час фізичних навантажень.

Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 22 cm | 24 cm | 27 cm | 30 cm | 34 cm |
| 24 cm | 27 cm | 30 cm | 34 cm | 38 cm |





# БАНДАЖІ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ



REF 300

## Бандаж неопреновий для фіксації ліктьового суглоба

Бандаж неопреновий для фіксації ліктьового суглоба забезпечує необхідне тепло та компресію, що допомагає полегшити біль, зменшити набряк і пришвидшити одужання. Тепло поліпшує еластичність м'язових тканин, що знижує ризик травматизму, створює ефект мікромасажу для хворого суглоба, постійно активізує рецептори на шкірі та сприяє швидкій реабілітації.

### Використання:

Використовують при артриті, бурситі, медіаль но-латеральному епіконділіті ліктьового суглоба; під час занять спортом, у ранній та пізній після операційний період.

Розміри:

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|  | 22 cm | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 30 cm |
|  | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 30 cm | 32 cm |



REF 301

## Бандаж неопреновий при Епіконділіті з додатковим фіксувальним ремнем

Бандаж неопреновий при Епіконділіті фіксує сухожилки та м'язи-згиначі й розгиначі кисті. Компресійний і масажний ефект бандажа сприяють прискоренню одужання у разі запалення сухожилків. Додатковий фіксувальний ремінь та силіконова вкладка знижує напругу над точкою фіксації сухожилка до окістя.

### Використання:

Використовують для лікування та профілактики латерального («лікоть тенісиста») і медіального («лікоть гольфіста») епіконділіту, профілактики травм під час занять спортом (гри в теніс чи гольф).

Розміри:

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|  | 22 cm | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 30 cm |
|  | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 30 cm | 32 cm |



REF 302

## Бандаж неопреновий ліктьовий з додатковою амортизаційною вкладкою

Бандаж неопреновий надійно фіксує ліктьовий суглоб, створює помірний компресійний ефект, поліпшує лімфовенозний відтік, зменшує набряк, а також сприяє утриманню тепла та виведенню надлишкової вологи. Спеціальна амортизаційна вкладка додатково захищає м'які тканини в ділянці ліктя.

### Використання:

Використовують для захисту ліктьового суглоба під час занять спортом, профілактики бурситу в ділянці ліктьового відростка. У ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|  | 22 cm | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 30 cm |
|  | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 30 cm | 32 cm |

## Бандаж неопреновий при Епіконділіті з додатковою амортизаційною вкладкою, універсальний

REF 303



Бандаж неопреновий при Епіконділіті фіксує сухожилки та м'язи-згиначі й розгиначі кисті. Компресійний і масажний ефект бандажа сприяють прискоренню одужання у разі запалення сухожилків. Додаткова амортизаційна силіконова вкладка знижує напругу над точкою фіксації сухожилка до окістя. Виготовляється в універсальному розмірі для лівої та правої руки.

### Використання:

Використовують для лікування та профілактики латерального («лікоть тенісиста») і медіального («лікоть гольфіста») епіконділіту, профілактики травм під час занять спортом (гри в теніс чи гольф).

Розміри:  Універсальний



## Бандаж неопреновий при Епіконділіті з додатковою амортизаційною вкладкою, універсальний

REF 304

Бандаж неопреновий при Епіконділіті фіксує сухожилки та м'язи-згиначі й розгиначі кисті. Компресійний і масажний ефект бандажа сприяють прискоренню одужання у разі запалення сухожилків. Додаткова амортизаційна силіконова вкладка знижує напругу над точкою фіксації сухожилка до окістя. Виготовляється в універсальному розмірі для лівої та правої руки.

### Використання:

Використовують для лікування та профілактики латерального («лікоть тенісиста») і медіального («лікоть гольфіста») епіконділіту, профілактики травм під час занять спортом (гри в теніс чи гольф).

Розміри:  Універсальний



## Ортез ліктьового суглоба з регульованим шарнірним механізмом (лівий-правий)

SL 906



Ортез ліктьового суглоба з регульованим шарнірним механізмом призначений для індивідуального функціонального лікування та знерухомлення ліктьового суглоба. Амплітуда згинання/розгинання регулюється за допомогою кнопки на шарнірі.

### Використання:

Використовують для лікування нестабільності ліктьового суглоба в поєднанні з іншими ушкодженнями, імобілізації після ендопротезування, при переломах медіального або латерального надвиростків плеча, променевої та ліктьової кісток без зміщень, контрактурах у ділянці лікта.

Розміри: 

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| S     | M     | L     |
| 22 cm | 24 cm | 26 cm |
| 24 cm | 26 cm | 28 cm |

 лівий-правий





# БАНДАЖІ НА ЗАП'ЯСТОК

## Шина-бандаж для фіксації першого пальця руки (Шина де Кервена, універсальна)

SL 15



Шина-бандаж стабілізує і розвантажує нижню третину передпліччя та перший палець. Зменшує больовий синдром. Завдяки термoeфекту поліпшується кровообіг у тканинах і прискорюється процес одужання. Фіксатор велкро надійно стабілізує шину на кисті. Шина універсальна для обох рук.

### Використання:

Використовують при синдромі де Кервена, гострих або хронічних запальних процесах у суглобах зап'ястка, в період реабілітації після травм зап'ястка та першого пальця.

Розміри:



| S              | M              | L              | XL             | XXL            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 cm<br>17 cm | 17 cm<br>19 cm | 19 cm<br>21 cm | 21 cm<br>23 cm | 23 cm<br>25 cm |

## Шина-бандаж для фіксації зап'ясткового суглоба (універсальна)

REF 19



Напівжорстка шина-бандаж, укомплектована знімною анатомічною алюмінієвою пластиною, що розташована на долонній поверхні. Вона забезпечує знерухомлення та фізіологічне положення в променево-зап'ястковому суглобі. Додатковий фіксувальний ремінь посилює компресію, яку можна самостійно регулювати в міру одужання. Шина універсальна для обох рук.

### Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, забиттях і пошкодженнях зв'язок променево-зап'ясткового суглоба. А також для реабілітації після гіпсової лонгети при переломах кісток передпліччя, як шину під час транспортної іммобілізації.

Розміри:



| S-M            | L-XL           |
|----------------|----------------|
| 15 cm<br>19 cm | 19 cm<br>23 cm |

## Шина-бандаж для фіксації зап'ясткового суглоба (ліва-права)

SL 19



Напівжорстка шина-бандаж для зап'ястка виготовляється у двох варіантах: для лівої і правої руки. Знімна анатомічна алюмінієва пластина, що розташована на долонній поверхні, забезпечує знерухомлення та фізіологічне положення в променево-зап'ястковому суглобі. Додатковий фіксувальний ремінь посилює компресію, яку можна самостійно регулювати в міру одужання.

### Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, забиттях і пошкодженнях зв'язок променево-зап'ясткового суглоба. А також в період реабілітації після гіпсової пов'язки при переломах кісток передпліччя, як шину під час транспортної іммобілізації.

Розміри:



| S              | M              | L              | XL             | XXL            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 cm<br>17 cm | 17 cm<br>19 cm | 19 cm<br>21 cm | 21 cm<br>23 cm | 23 cm<br>25 cm |

ліва-права

## Шина-бандаж для фіксації зап'ясткового суглоба і першого пальця (ліва-права)

SL 21



Напівжорстка шина-бандаж для зап'ястка з фіксацією першого пальця виготовляється у двох варіантах: для лівої і правої руки. Знімні анатомічні алюмінієві пластини, які розташовані на долонній поверхні, забезпечують знерухомлення та фізіологічне положення в променево-зап'ястковому суглобі. Додатковий фіксувальний ремінь посилює компресію, яку можна самостійно регулювати в міру одужання.

### Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, забиттях і пошкодженнях зв'язок променево-зап'ясткового суглоба. А також в період реабілітації після гіпсової пов'язки при переломах кісток передпліччя, як шину під час транспортної іммобілізації.

Розміри:



| S              | M              | L              | XL             | XXL            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 cm<br>17 cm | 17 cm<br>19 cm | 19 cm<br>21 cm | 21 cm<br>23 cm | 23 cm<br>25 cm |

ліва-права

## Шина-бандаж неопренова для фіксації зап'ясткового суглоба (ліва-права) REF 601

Напівжорстка неопренова шина-бандаж для зап'ястка виготовляється у двох варіантах: для лівої і правої руки. Знімна анатомічна алюмінієва пластина, що розташована на долонній поверхні, забезпечує знерухомлення фізіологічне положення в променево-зап'ястковому суглобі. Додатковий фіксувальний ремінь посилює компресію, яку можна самостійно регулювати в міру одужання.

### Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, бурситах, травмах і пошкодженнях зв'язкового апарату променево-зап'ясткового суглоба, у реабілітаційний період після гіпсової лонгети.

Розміри:

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|  | 15 cm | 17 cm | 19 cm | 21 cm | 23 cm |
|  | 17 cm | 19 cm | 21 cm | 23 cm | 25 cm |

ліва-права



## Шина-бандаж неопренова для фіксації зап'ясткового суглоба і першого пальця REF 602

Напівжорстка неопренова шина-бандаж для зап'ястка з фіксацією першого пальця виготовляється у двох варіантах: для лівої і правої руки. Знімні анатомічні алюмінієві пластини, що розташовані на долонній поверхні, забезпечують знерухомлення та фізіологічне положення в променево-зап'ястковому суглобі. Додатковий фіксувальний ремінь посилює компресію, яку можна самостійно регулювати в міру одужання.

### Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, бурситах, травмах і пошкодженнях зв'язкового апарату променево-зап'ясткового суглоба, у реабілітаційний період після гіпсової лонгети при переломах кісток передпліччя та кисті, як шину під час транспортної іммобілізації.

Розміри:

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|  | 15 cm | 17 cm | 19 cm | 21 cm | 23 cm |
|  | 17 cm | 19 cm | 21 cm | 23 cm | 25 cm |

ліва-права



## Шина-бандаж для фіксації зап'ясткового суглоба (універсальна) REF 603

Напівжорстка шина-бандаж для зап'ястка, універсальна. Знімна анатомічна алюмінієва пластина, що розташована на долонній поверхні, забезпечує знерухомлення та фізіологічне положення в променево-зап'ястковому суглобі. Ремінь на передпліччя містить додаткові штанги-шнурівки, які рівномірно розподіляють компресію пов'язки та дають змогу її регулювати в міру одужання.

### Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, бурситах, травмах і пошкодженнях зв'язкового апарату променево-зап'ясткового суглоба, у реабілітаційний період після гіпсової лонгети.

Розміри:

|  |       |       |
|--|-------|-------|
|  | S-M   | L-XL  |
|  | 15 cm | 19 cm |
|  | 19 cm | 23 cm |



## Шина-бандаж для фіксації зап'ясткового суглоба і першого пальця (ліва-права) REF 604

Напівжорстка шина-бандаж для зап'ястка з фіксацією першого пальця виготовляється у двох варіантах: для лівої і правої руки. Знімні анатомічні алюмінієві пластини, що розташовані на долонній поверхні, забезпечують знерухомлення та фізіологічне положення в променево-зап'ястковому суглобі. Додатковий фіксувальний ремінь посилює компресію, яку можна самостійно регулювати в міру одужання.

### Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, бурситах, травмах і пошкодженнях зв'язкового апарату променево-зап'ясткового суглоба, у реабілітаційний період після гіпсової лонгети при переломах кісток передпліччя та кисті, як шину під час транспортної іммобілізації.

Розміри:

|  |       |       |
|--|-------|-------|
|  | S-M   | L-XL  |
|  | 15 cm | 19 cm |
|  | 19 cm | 23 cm |

ліва-права






# ШИНИ НА ЗАП'ЯСТОК ТА ПАЛЕЦЬ РУКИ

## Шина Кляйнерта термопластична (ліва-права)

SL 901



Шину Кляйнерта виготовлено з термопластичного матеріалу. Завдяки пружним шнурівкам-штангам пальці перебувають у положенні пасивного згинання, яке необхідне для відновлення працездатності сухожилків кисті, запобігає утворенню контрактур.

### Використання:

Використовують при пошкодженнях сухожилків-згиначів кисті, тендовагінітах, артрозах у стані загострення, в ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:



| M     | L     |
|-------|-------|
| 14 cm | 18 cm |
| 18 cm | 22 cm |

ліва-права

SL 902

## Шина термопластична (ліва-права)



Ортопедична шина для передпліччя і зап'ястка, виготовлена з термопластичного матеріалу. Махрове покриття з внутрішнього боку виробу не травмує шкіру і запобігає трофічним розладам під час тривалого використання. Утримує пальці та зап'ясток у фізіологічному положенні.

### Використання:

Шину застосовують для знерухомлення передпліччя та кисті, зняття первинних больових відчуттів при травмах, переломах, пошкодженнях зв'язкового апарату, тендовагінітах, периферичних неврологічних розладах. А також у ранній та пізній реабілітаційний період.



Розміри:



| M     | L     |
|-------|-------|
| 14 cm | 18 cm |
| 18 cm | 22 cm |

ліва-права

## Шина термопластична динамічна (ліва-права)

SL 904



Шина для зап'ястка призначена для лікування травм сухожилків розгиначів кисті. Забезпечує пасивне розгинальне положення кисті та контроль руху під час відновлювального періоду, запобігає утворенню контрактур.

### Використання:

Використовують при травмах сухожилків і м'язів розгиначів кисті, тендовагінітах, артрозах у стані загострення, у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:



| M     | L     |
|-------|-------|
| 14 cm | 18 cm |
| 18 cm | 22 cm |

ліва-права

## Шина термопластична антиспастична (ліва-права)

SL 905



Термопластичну антиспастичну шину застосовують при неврологічних порушеннях функції кисті, парезах, паралічах кисті, травмах судинно-нервового пучка, зв'язкового та кісткового апарату кисті. А також для лікування інших складних порушень у ділянці зап'ястка.



Розміри:



| M     | L     |
|-------|-------|
| 14 cm | 18 cm |
| 18 cm | 22 cm |

ліва-права

SL 602



**Шина іммобілізаційна для фаланг пальців кисті типу «Жабка»**

SL 603



**Шина іммобілізаційна для фаланг пальців кисті типу «Бейсболіст»**

SL 604



**Шина стабілізаційна для іммобілізації фаланг пальців кисті**

SL 600



**Шина плоска для іммобілізації фаланг пальців кисті**

Шини іммобілізаційні призначені для знерухомлення фаланг пальців кисті, виготовлені з алюмінієвого профілю, який можна коригувати. Зсередини виріб покритий амортизаційним гіпоалергенним поліінонтіролом, що допомагає запобігти трофічним розладам м'яких тканин під час тривалого застосування. Шина фіксує палець кисті в анатомічно правильному положенні, забезпечує іммобілізацію фаланг, прискорює період реабілітації.

#### Використання:

Використовують при пошкодженнях суглобових капсул міжфалангових суглобів, переломах фаланг пальців, ушкодженнях сухожилків згиначів і розгиначів пальця. А також для знерухомлення фаланг пальців замість гіпсової лонгетти й реабілітації після оперативних втручань на суглобах пальця.

Розміри:

|  |                            |                          |                          |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>S</b><br>4.5 cm<br>5 cm | <b>M</b><br>5 cm<br>6 cm | <b>L</b><br>6 cm<br>7 cm |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|

### Шина на молоткоподібний палець

SL 601

Шина на палець, виготовлена зі спеціального пластику, яка надійно фіксує проміжну та дистальну фаланги пальця. Водночас не обмежує рухів в інших суглобах пальця.

#### Використання:

Шину використовують при ушкодженнях сухожилків розгиначів пальця в точці їхньої фіксації до окістя. А також під час переломів нігтьової фаланги та дистального міжфалангового суглоба, оперативних втручань на дистальних відділах фаланг пальців кисті.

Розміри:

|  |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                          |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|  | <b>1</b><br>4 cm<br>4.5 cm | <b>2</b><br>4.5 cm<br>5 cm | <b>3</b><br>5 cm<br>5.5 cm | <b>4</b><br>5.5 cm<br>6 cm | <b>5</b><br>6 cm<br>6.5 cm | <b>6</b><br>6.5 cm<br>7 cm | <b>7</b><br>7 cm<br>8 cm |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|

### Шина іммобілізаційна для фаланг пальців кисті типу "Бутоньєрка"

SL 606

Шина на палець, виготовлена зі спеціального пластику із пружинним механізмом. Вона фіксує палець у розгинальному положенні, що необхідно для регенерації та відновлення працездатності сухожилків розгиначів пальця.

#### Використання:

Шину використовують при ушкодженнях суглобових капсул міжфалангових суглобів, сухожилків розгиначів пальця. А також для знерухомлення фаланг пальців замість гіпсової лонгетти, реабілітації після оперативних втручань на суглобах пальця.

Розміри:

|  |                            |                          |                          |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>S</b><br>4.5 cm<br>5 cm | <b>M</b><br>5 cm<br>6 cm | <b>L</b><br>6 cm<br>7 cm |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|



## Корсет попереково-крижовий з ребрами жорсткості, 32 см

SL 320 K



Корсет на попереково-крижовий відділ хребта. Заввишки 32 см, напівтвердий, у нього вмонтовано чотири металевих ребра для забезпечення каркасної функції. Також є еластичні ремені для додаткової фіксації. Корсет надійно утримує, компенсує навантаження та стабілізує попереково-крижовий відділ хребта, запобігає розвитку м'язової напруги.

### Використання:

Використовують при захворюваннях попереково-крижового відділу хребта, після травм і операцій, при протрузіях і грижах міжхребцевих дисків.



Розміри:

|  |       |       |        |        |        |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|
|  | S     | M     | L      | XL     | XXL    |
|  | 75 cm | 85 cm | 95 cm  | 105 cm | 115 cm |
|  | 85 cm | 95 cm | 105 cm | 115 cm | 125 cm |

## Корсет попереково-крижовий з ребрами жорсткості, 26 см

SL 260 K



Корсет на попереково-крижовий відділ хребта. Заввишки 26 см, напівтвердий, у нього вмонтовано чотири металевих ребра для забезпечення каркасної функції. Також є еластичні ремені для додаткової фіксації. Корсет надійно утримує, компенсує навантаження та стабілізує попереково-крижовий відділ хребта, запобігає розвитку м'язової напруги.

### Використання:

Використовують при захворюваннях попереково-крижового відділу хребта, після травм і операцій, при протрузіях і грижах міжхребцевих дисків.



Розміри:

|  |       |       |        |        |        |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|
|  | S     | M     | L      | XL     | XXL    |
|  | 75 cm | 85 cm | 95 cm  | 105 cm | 115 cm |
|  | 85 cm | 95 cm | 105 cm | 115 cm | 125 cm |

## Корсет попереково-крижовий з ребрами жорсткості, 26 см (чорний)

SL 270



Корсет на попереково-крижовий відділ хребта. Заввишки 26 см, напівтвердий, у нього вмонтовано чотири металевих ребра для забезпечення каркасної функції. Також є еластичні ремені для додаткової фіксації. Корсет надійно утримує, компенсує навантаження та стабілізує попереково-крижовий відділ хребта, запобігає розвитку м'язової напруги.

### Використання:

Використовують при захворюваннях попереково-крижового відділу хребта, після травм і операцій, при протрузіях і грижах міжхребцевих дисків.

Розміри:

|  |       |       |        |        |        |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|
|  | S     | M     | L      | XL     | XXL    |
|  | 75 cm | 85 cm | 95 cm  | 105 cm | 115 cm |
|  | 85 cm | 95 cm | 105 cm | 115 cm | 125 cm |

## Корсет попереково-крижовий з ребрами жорсткості, ПРЕМІУМ 26 см (чорний)

SL 271



Корсет на попереково-крижовий відділ хребта, виготовлений з повітропроникної тканини з урахуванням анатомічних особливостей тіла. Він зручний у користуванні та забезпечує максимальний лікувальний ефект. Основні елементи — вмонтовані чотири ребра жорсткості, які виконують каркасну функцію, компенсують навантаження і стабілізують поперековий відділ хребта. Є еластичні ремені для додаткової фіксації. Корсет запобігає розвитку м'язової напруги.

### Використання:

Використовують при захворюваннях попереково-крижового відділу хребта, після травм і операцій, при протрузіях і грижах міжхребцевих дисків.



Розміри:

|  |       |        |        |
|--|-------|--------|--------|
|  | S     | M      | L      |
|  | 75 cm | 95 cm  | 115 cm |
|  | 95 cm | 115 cm | 125 cm |

## Корсет груднопоперековий з ребрами жорсткості SL 330 K



Груднопоперековий корсет надійно розвантажує грудний і поперековий відділи хребта. В його каркас, на вибір, вмонтовуються металеві або пластикові ребра жорсткості. Виріб додатково оснащений широким поясом, який фіксується на животі, та лямками, які забезпечують підтримку та розведення плечей.

### Використання:

Коректор використовують при остеохондрозі, остеопорозі, компресійних переломах хребців. А також при виражених порушеннях постави, деформації грудного та поперекового відділів хребта, реабілітації після травм спини.

Розміри:



| S              | M              | L               | XL               | XXL              |
|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 75 cm<br>85 cm | 85 cm<br>95 cm | 95 cm<br>105 cm | 105 cm<br>115 cm | 115 cm<br>125 cm |



## Корсет для корекції постави з ребрами жорсткості SL 161



Корсет для корекції постави з ребрами жорсткості призначений для лікування патологічної постави, сприяє зменшенню болю у груднопоперековому відділі спини. Додатково вмонтовані сталеві ребра жорсткості запобігають деформації та утримують у фізіологічному положенні хребтовий стовп.

### Використання:

Коректор використовують під час лікування кіфозу, сколіозу, остеопорозу, артриту, після травм грудного відділу хребта, у ранній та пізній реабілітаційний період.

Розміри:



| S              | M              | L               | XL               | XXL              |
|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 75 cm<br>85 cm | 85 cm<br>95 cm | 95 cm<br>105 cm | 105 cm<br>115 cm | 115 cm<br>125 cm |



## Бандаж абдомінальний післяопераційний еластичний SL 240



Абдомінальний бандаж застосовують при порушенні цілісності стінок черевної порожнини, виріб забезпечує додаткову підтримку апоневрозу та м'язам живота. Пояс виготовлений з еластичного, повітропроникного матеріалу.

### Використання:

Використовують при ушкодженні черевної стінки, після операцій на черевній порожнині, у ранній та пізній реабілітаційний період, після пологів. А також у разі виникнення гриж і травм черевної стінки.

Розміри:



| S              | M              | L               | XL               | XXL              |
|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 75 cm<br>85 cm | 85 cm<br>95 cm | 95 cm<br>105 cm | 105 cm<br>115 cm | 115 cm<br>125 cm |



## Корсет на грудний відділ хребта з ребрами жорсткості SL 241

Корсет для підтримки грудної клітини, виготовлений з еластичної гіпоалергенної тканини, повітропроникний, має регульовану широку застібку, за допомогою якої фіксується на грудні. З боків виріб укріплений пластиковими ребрами жорсткості.

### Використання:

Корсет використовують для комплексного лікування травм і переломів ребер та груднини різного походження, при ушкодженні м'язів в ділянці грудної клітини. А також у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:



| S              | M              | L               | XL               | XXL              |
|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 75 cm<br>85 cm | 85 cm<br>95 cm | 95 cm<br>105 cm | 105 cm<br>115 cm | 115 cm<br>125 cm |







**SL 11**

## Бандаж зігріваючий з овечої вовни

Бандаж виготовлений з органічних матеріалів (вовняної тканини), створює оптимальний температурний баланс, посилює кровообіг, забезпечує тепло і помірний тиск у ділянці нирок.

### Використання:

Використовують при болях у спині різного походження, артриті, ревматизмі, радикуліті, травмах поперекового відділу хребта, хворобах нирок та органів таза.

Розміри:



| S     | M     | L      | XL     | XXL    |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 75 cm | 85 cm | 95 cm  | 105 cm | 115 cm |
| 85 cm | 95 cm | 105 cm | 115 cm | 125 cm |



**SL 11C**

## Бандаж зігріваючий з овечої вовни ПРЕМІУМ

Бандаж виготовлений з органічних матеріалів (вовняної тканини), створює оптимальний температурний баланс, посилює кровообіг, забезпечує тепло і помірний тиск у ділянці нирок.

### Використання:

Використовують при болях у спині різного походження, артриті, ревматизмі, радикуліті, травмах поперекового відділу хребта, хворобах нирок та органів таза.



Розміри:



| S     | M     | L      | XL     | XXL    |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 75 cm | 85 cm | 95 cm  | 105 cm | 115 cm |
| 85 cm | 95 cm | 105 cm | 115 cm | 125 cm |



**SL 11D**

## Бандаж зігріваючий з верблюжої вовни

Бандаж виготовлений з органічних матеріалів (верблюжої вовни), створює оптимальний температурний баланс, посилює кровообіг, забезпечує тепло і помірний тиск у ділянці нирок.

### Використання:

Використовують при болях у спині різного походження, артриті, ревматизмі, радикуліті, травмах поперекового відділу хребта, хворобах нирок та органів таза.

Розміри:



| S     | M     | L      | XL     | XXL    |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 75 cm | 85 cm | 95 cm  | 105 cm | 115 cm |
| 85 cm | 95 cm | 105 cm | 115 cm | 125 cm |



**SL 11T**

## Бандаж зігріваючий на кролячому хутрі

Бандаж виготовлений з органічних матеріалів (кролячого хутра), створює оптимальний температурний баланс, посилює кровообіг, забезпечує тепло і помірний тиск у ділянці нирок.

### Використання:

Використовують при болях у спині різного походження, артриті, ревматизмі, радикуліті, травмах поперекового відділу хребта, хворобах нирок та органів таза.

Розміри:



| S     | M     | L      | XL     | XXL    |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 75 cm | 85 cm | 95 cm  | 105 cm | 115 cm |
| 85 cm | 95 cm | 105 cm | 115 cm | 125 cm |

## Бандаж при колостомії

SL 242


Бандаж фіксує передню та бічні ділянки черевної стінки, підтримує тонус м'язів черевного преса. Створює оптимальні умови для пасажу кишкового вмісту або сечі. Надійно утримує положення калоприймача та інших дренажних пристроїв, запобігаючи їхньому зміщенню під час руху.

### Використання:

Використовують для реабілітації пацієнтів зі стомою та іншими штучними отворами в черевній стінці у ранній та пізній післяопераційний період, для профілактики утворення гриж у ділянці стоми, а також підтримки передньої черевної стінки.

Розміри:

|                                                                                   |                            |                            |                             |                               |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>S</b><br>75 cm<br>85 cm | <b>M</b><br>85 cm<br>95 cm | <b>L</b><br>95 cm<br>105 cm | <b>XL</b><br>105 cm<br>115 cm | <b>XXL</b><br>115 cm<br>125 cm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|



## Бандаж при пупковій грижі

SL 243



Бандаж фіксує передню і бічну черевну стінки та поперек, завдяки знімній амортизаційній подушечці-вкладці забезпечує локальний тиск на ділянку грижі в проекції пупка, білої лінії живота та бічних відділів черевної стінки. Відновлює тонус м'язів живота.

### Використання:

Використовують при грижах, травмах, інших дефектах черевної стінки, після операцій на черевній стінці та ділянці нирок, для профілактики розвитку ускладнень вентральних гриж.

Розміри:

|                                                                                     |                            |                            |                             |                               |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>S</b><br>75 cm<br>85 cm | <b>M</b><br>85 cm<br>95 cm | <b>L</b><br>95 cm<br>105 cm | <b>XL</b><br>105 cm<br>110 cm | <b>XXL</b><br>110 cm<br>120 cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|



## Бандаж до- і післяпологовий


SL 244

Універсальний до- і післяпологовий бандаж -пояс виготовлений з гіпоалергенної м'якої тканини. Рекомендовано застосовувати з II триместру вагітності.

Широкий фіксувальний ремінь не створює тиск та утримує плід у фізіологічному положенні, запобігає передчасному його опусканню в малий таз. Дає змогу людині регулювати ступінь компресії. Завдяки вмонтованим пластинам компенсує навантаження з поперекової ділянки. Допомогає зберігати фізіологічну поставу, знижує уродинамічні розлади.

Розміри:

|                                                                                     |                            |                             |                              |                               |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>S</b><br>85 cm<br>95 cm | <b>M</b><br>95 cm<br>105 cm | <b>L</b><br>105 cm<br>115 cm | <b>XL</b><br>115 cm<br>125 cm | <b>XXL</b><br>125 cm<br>135 cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|





# КОРСЕТИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ХРЕБТА



**SL 911**

## Корсет ортопедичний TLSO

Ортопедичний корсет має легку пластикову раму з м'якою підкладкою, з'єднаною з підтримувальною вставкою на животі, регульованими затяжками та застібками, посилену пластиковими ребрами жорсткості. Дві регульовані лямки забезпечують додаткову фіксацію грудного відділу хребта. Виріб призначений для утримання та стабілізації грудопоперекового відділу хребта. Функціональні характеристики корсета TLSO дають змогу застосовувати його замість гіпсового корсета.

### Використання:

Використовують для профілактики ускладнень у період лікування, реабілітації після травм (операцій) грудного і поперекового відділів хребта.

Розміри:

|                                                                                   |                            |                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | <b>S</b><br>60 cm<br>85 cm | <b>M</b><br>85 cm<br>110 cm | <b>L</b><br>110 cm<br>140 cm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|



**SL 912**

## Корсет алюмінієвий для фіксації хребта (JWEET) з тканинним покриттям

Легка коригувальна рама виготовлена з алюмінію. Має три опорні точки — грудну, надлонну та поперекову. Обладнана ультрамобільними пластинами в ділянці грудної клітки та додатковими ременями з липучками велкро на попереку.

### Використання:

Корсет використовують для ортопедичної корекції після хірургічних втручань, при компресійних переломах хребців у грудному та поперековому відділах хребта, для профілактики виникнення патологічних переломів на тлі остеопорозу.

Розміри:

|                                                                                     |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | <b>S</b><br>40 cm<br>49 cm | <b>L</b><br>50 cm<br>60 cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|



**SL 915**

## Корсет алюмінієвий для фіксації хребта (JWEET NEW) з шкіряним покриттям

Легка коригувальна рама виготовлена з алюмінію та доповнена шкіряними вкладками. Має три опорні точки — грудну, надлонну та поперекову. Обладнана ультрамобільними пластинами в ділянці грудної клітки та додатковими ременями з липучками велкро на попереку.

### Використання:

Корсет використовують для ортопедичної корекції після хірургічних втручань, при компресійних переломах хребців у грудному та поперековому відділах хребта, для профілактики виникнення патологічних переломів на тлі остеопорозу.

Розміри:

|                                                                                     |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | <b>S</b><br>40 cm<br>49 cm | <b>L</b><br>50 cm<br>60 cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|



## Бандаж при паховій грижі, односторонній (лівий-правий)

SL 513


Бандаж забезпечує компресію в ділянці стегнового і пахвинного кілець. У виробі є знімна жорстка вкладка. Односторонній протигризовий паховий бандаж регулюється під анатомічні особливості даної ділянки пацієнта.

### Використання:

Рекомендований для чоловіків і жінок. Запобігає повторному випадінню та збільшенню гризового мішка в об'ємі, а також рецидивам гриж після хірургічних втручань.

Розміри:

Універсальний,  
лівий-правий



## Бандаж при паховій грижі, двосторонній

SL 513 B

Бандаж забезпечує компресію в ділянці стегнового і пахвинного кілець. У виробі є дві знімні жорсткі вставки. Двосторонній протигризовий паховий бандаж регулюється під анатомічні особливості даної ділянки пацієнта.

### Використання:

Рекомендований для чоловіків і жінок. Запобігає повторному випадінню та збільшенню гризового мішка в об'ємі, а також рецидивам гриж після хірургічних втручань.

Розміри:

Універсальний



## Бандаж-суспензорій

SL 924

Спеціальна підтримувальна пов'язка забезпечує фізіологічне положення зовнішніх статевих органів, сприяє нормалізації кровопостачання та лімфовенозного відтоку. Виріб виконаний у вигляді бавовняного мішечка, прикріпленого до еластичного пояса.

### Використання:

Використовують після оперативних втручань на зовнішніх статевих органах у чоловіків, для комплексного лікування запальних захворювань статевого члена та мошонки.

Розміри:

|       |       |       |       |        |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9      | 10     |
| 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm  | 100 cm |
| 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm |



## Бандаж при пупковій грижі (дитячий)

SL 245

Бандаж фіксує передню і бічну черевні стінки та попереки. Завдяки знімній амортизаційній подушечці-вкладці забезпечує тиск на ділянку грижі в проєкції пупка, білої лінії живота та бічних відділів черевної стінки. Відновлює тонус м'язів живота.

### Використання:

Використовують при грижах, травмах або інших дефектах черевної стінки, після операцій на черевній стінці та ділянці нирок, для профілактики ускладнень вентральних гриж.

Універсальний розмір





# НАКОЛІННИКИ



REF 100

## Наколінник неопреновий із закритою колінною чашечкою

Неопреновий наколінник із закритою колінною чашечкою виготовлений з м'якого і приємного на дотик матеріалу, який добре зберігає тепло. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. Зменшує больові відчуття під час динамічних та статичних рухів, компенсує навантаження зі зв'язок коліна.

### Використання:

Використовують для відновлення після травм і операцій, при болях в проєкції колінної чашечки, артриті, бурситі, травмах, пов'язаних з ушкодженням зв'язкового апарату коліна та менісків, у ранній та пізній післяопераційний період, а також для захисту під час занять спортом.

Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm |
| 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm |



REF 101

## Наколінник неопреновий з відкритою колінною чашечкою

Неопреновий наколінник з відкритою колінною чашечкою виготовлений з урахуванням анатомічних особливостей колінного суглоба. Надколінок підтримується силіконовим кільцем по всьому периметру. Бандаж ідеально підходить для пацієнтів з нестабільною колінною чашечкою.

### Використання:

Виріб використовують для фіксації надколінка під час посиленних тренувань у спортзалі, при набряклості після травм і забоїв, гемартрозі, артриті, артрозі, препателлярному бурситі, травмах, пов'язаних з пошкодженням зв'язкового апарату коліна та менісків; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm |
| 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm |



REF 102

## Наколінник неопреновий з відкритою колінною чашечкою та ребрами жорсткості

Наколінник з відкритою колінною чашечкою виготовлений з еластичного м'якого неопрену. Надколінок підтримується силіконовим кільцем по всьому периметру. Два гнучких спіральних ребра жорсткості компенсують зайве навантаження з колінного суглоба. Неопрен зберігає виділене тілом тепло, що поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік, сприяє швидкій реабілітації.

### Використання:

Наколінник використовують при захворюваннях менісків, артритах, бурситах, болях у колінній чашечці, у разі нестабільності колінних зв'язок; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm |
| 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm |



REF 103

## Наколінник неопреновий з ребрами жорсткості і додатковими фіксувальними ремнями

Наколінник з відкритою колінною чашечкою виготовлений з еластичного м'якого неопрену. Надколінок підтримується силіконовим кільцем по всьому периметру. Два гнучких спіральних ребра жорсткості компенсують зайве навантаження з колінного суглоба. Додаткові фіксувальні ремні посилюють компресію та дають змогу людині самостійно її регулювати в міру одужання. Неопрен зберігає виділене тілом тепло, що поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік, сприяє швидкій реабілітації.

### Використання:

Наколінник використовують при захворюваннях менісків, артритах, бурситах, болях у колінній чашечці, у разі нестабільності колінних зв'язок; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm |
| 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm |

## Наколінник неопреновий з шарнірними механізмами і фіксувальними ремнями

REF 104



Наколінник з відкритою колінною чашечкою виготовлений з еластичного м'якого неопрену. Надколінник підтримується силіконовим кільцем по всьому периметру. Металеві пластини шарнірного типу стабілізують колінний суглоб. Додаткові фіксувальні ремні посилюють компресію та дають змогу людині самостійно її регулювати в міру одужання. Неопрен зберігає виділене тілом тепло, що поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік, сприяє швидкій реабілітації.

### Використання:

Наколінник використовують при захворюваннях менісків, артритих, бурситах, болях у колінній чашечці, у разі нестабільності колінних зв'язок; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:

|                                                                                   |                            |                            |                            |                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | <b>S</b><br>31 cm<br>34 cm | <b>M</b><br>34 cm<br>37 cm | <b>L</b><br>37 cm<br>40 cm | <b>XL</b><br>40 cm<br>44 cm | <b>XXL</b><br>44 cm<br>48 cm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|



## Наколінник неопреновий із закритою, посиленою колінною чашечкою

REF 105



Проекція колінної чашечки вкрита м'яким амортизаційним матеріалом, який захищає коліно від травм під час активних ігор і фізичних навантажень. Виготовлений з неопренового матеріалу з урахуванням анатомічних особливостей колінного суглоба. Надає легкий компресійний ефект, захищаючи надколінок, препателлярну бурсу, зв'язковий апарат і меніски коліна від пошкодження під час неконтрольованих рухів, падінь на колінний суглоб. Неопрен поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік і зберігає тепло.

### Використання:

Виріб використовують для захисту колінного суглоба під час занять спортом, профілактики препателлярного бурситу тощо.

Розміри:

|                                                                                     |                            |                            |                            |                             |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | <b>S</b><br>31 cm<br>34 cm | <b>M</b><br>34 cm<br>37 cm | <b>L</b><br>37 cm<br>40 cm | <b>XL</b><br>40 cm<br>44 cm | <b>XXL</b><br>44 cm<br>48 cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|



## Наколінник неопреновий з додатковими фіксувальними ремнями (після артроскопії)

REF 106

Наколінник виготовлений з неопренового матеріалу, що зберігає тепло і поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. Три ремні з липучками велкро здійснюють фіксацію та дають змогу регулювати ступінь компресії в міру одужання. Виріб роз'ємного типу, тому його легко можуть одягнути літні люди та пацієнти з надмірною вагою.

### Використання:

Наколінник використовують при захворюваннях менісків, артритих, бурситах, болях у колінній чашечці, у разі нестабільності колінних зв'язок; у ранній та пізній післяопераційний період, після артроскопії.

Розміри:

|                                                                                     |                            |                            |                            |                             |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | <b>S</b><br>31 cm<br>34 cm | <b>M</b><br>34 cm<br>37 cm | <b>L</b><br>37 cm<br>40 cm | <b>XL</b><br>40 cm<br>44 cm | <b>XXL</b><br>44 cm<br>48 cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|



## Наколінник неопреновий з 4 ребрами жорсткості і фіксувальним ремнем

REF 107

Наколінник з відкритою колінною чашечкою виготовлений з еластичного м'якого неопрену. Надколінок підтримується силіконовим кільцем по всьому периметру. Додатковий ремінь здійснює фіксацію хрестоподібних зв'язок за 3-точковим принципом та дає змогу регулювати ступінь компресії в міру одужання. У виріб вмонтовані спіральні металеві ребра жорсткості, які знерухомлюють та компенсують зайве навантаження на колінний суглоб.

### Використання:

Наколінник використовують при захворюваннях колінної чашечки (хондромалії надколінка), запальних і дегенеративних захворюваннях (артритах, синовітах), розтягненнях, розривах хрестоподібних, колатеральних зв'язок, менісків, для профілактики травм і запалень колінного суглоба під час активних фізичних навантажень.

Розміри:

|                                                                                     |                            |                            |                            |                             |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | <b>S</b><br>31 cm<br>34 cm | <b>M</b><br>34 cm<br>37 cm | <b>L</b><br>37 cm<br>40 cm | <b>XL</b><br>40 cm<br>44 cm | <b>XXL</b><br>44 cm<br>48 cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|





# Наколінники



REF 110

## Пателлярний неопреновий бандаж при «коліні стрибуну»

Неопреновий бандаж виготовлений з урахуванням анатомічних особливостей коліна. Спеціальна силіконова подушечка зменшує біль і підтримує зв'язки надколінка, не обмежує рухів у колінному суглобі, що дає змогу безпечно займатися спортом. Виготовляється універсального розміру для лівої та правої ноги. Регулюється застібкою-липучкою велкро.

### Використання:

Бандаж використовують при тендиніті колінної чашечки, пателофеморальному болю, хондромалії колінної чашечки, хворобі Осгуда-Шляттера.

Розміри:  Універсальний



REF 111

## Наколінник неопреновий з відкритою колінною чашечкою та роз'ємною верхньою частиною


Наколінник виготовлений з якісного неопрену з урахуванням анатомічних особливостей коліна. Силіконова вкладка у нижній частині колінного суглоба ефективно підтримує власну зв'язку надколінка.

### Використання:

Вириб використовують при артрозі, артриті, бурситі, остеоартриті, остеохондропатії, ударах і часткових ушкодженнях бічних зв'язок і зв'язок надколінка, під час реабілітації, після зняття гіпсової лонгети.

Розміри: 

| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm |
| 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm |



SL 10

## Наколінник з овечої вовни із закритою колінною чашечкою

Бандаж із закритою колінною чашечкою виготовлений з овечої вовни, яка добре зберігає тепло. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

### Використання:

Використовують у лікуванні артрити, артрозу, бурситу, при травмах, пов'язаних з ушкодженням зв'язкового апарату коліна та менісків; у ранній та пізній післяопераційний період. Люди із зайвою вагою можуть застосовувати наколінники для компенсації навантаження на колінний суглоб

Розміри: 

| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm |
| 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm |



SL 10 D

## Наколінник з верблюжої вовни із закритою колінною чашечкою

Бандаж із закритою колінною чашечкою виготовлений з верблюжої вовни, яка добре зберігає тепло. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

### Використання:

Використовують у лікуванні артрити, артрозу, бурситу, при травмах, пов'язаних з ушкодженням зв'язкового апарату коліна та менісків; у ранній та пізній післяопераційний період. Люди із зайвою вагою можуть застосовувати наколінники для компенсації навантаження на колінний суглоб.

Розміри: 

| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm |
| 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm |

## Наколінник на кролячому хутрі із закритою колінною чашечкою

SL 10 T

Бандаж із закритою колінною чашечкою виготовлений з кролячого хутра, яке добре зберігає тепло. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

### Використання:

Використовують у лікуванні артриту, артрозу, бурситу, при травмах, пов'язаних з ушкодженням зв'язкового апарату коліна та менісків; у ранній та пізній післяопераційний період. Люди із зайвою вагою можуть застосовувати наколінники для компенсації навантаження на колінний суглоб.

Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm |
| 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm |



## Бандаж неопреновий для стегна

REF 500

Неопреновий бандаж для стегна виготовлений з м'якого і приємного на дотик матеріалу, який добре зберігає тепло. Зменшує больові відчуття під час руху, компенсує навантаження з м'язів та сухожилків стегна. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.


### Використання:

Використовують при розтягненнях, незначних надривах м'язових волокон, гематомах у проєкції стегна, сегментарному варикозі, невриті сідничного нерва. А також під час занять спортом і при інших динамічних та статичних фізичних навантаженнях.

Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm |
| 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm |



## Бандаж неопреновий для гомілки

REF 510

Неопреновий бандаж для гомілки виготовлений з м'якого і приємного на дотик матеріалу, який добре зберігає тепло. Зменшує больові відчуття під час руху, компенсує навантаження з м'язів та сухожилків гомілки. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

### Використання:

Використовують при розтягненнях, незначних надривах м'язових волокон, гематомах у проєкції гомілки, сегментарному варикозі. А також під час занять спортом і при інших динамічних та статичних фізичних навантаженнях.

Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm |
| 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm |



## Корсет тазостегновий жорсткої фіксації

SL 908

Жорсткий корсет складається зі стегнової і тазової частин, з'єднаних шарніром з кнопковим механізмом, що регулює обсяг руху і кут бічного відведення до 120° з кроком 15°. Ступінь фіксації можна коригувати, таким чином плавно збільшуючи амплітуду рухів.

### Використання:

Використовують для реабілітації після операцій на ділянці таза, кульшового суглоба та стегна. Корсет максимально компенсує навантаження на кульшовий суглоб і легко моделюється під анатомічні особливості даної ділянки пацієнта.

Розміри:



Універсальний





# ОРТЕЗИ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ



SL 12

## Ортез (тутор) для жорсткої іммобілізації колінного суглоба

Ортез (тутор) для жорсткої іммобілізації колінного суглоба, має знімні металеві шини та манжети з ремнями-затяжками на липучках велкро (від 4 до 6 залежно від розміру).

### Використання:

Виріб використовують для фіксації колінного суглоба після оперативних втручань, травм менісків, при пошкодженнях і розривах бічних і хрестоподібних зв'язок, хронічних ревматичних артрозах і артритах, претепелярних бурситах, нестабільності суглоба, у період реабілітації після спортивних травм.



SL 09

## Ортез колінного суглоба з регульованими шарнірними механізмами

Ортез колінного суглоба з регульованими шарнірними механізмами. Обмежує згинальні або розгинальні рухи в коліні. Амплітуда згинання/розгинання регулюється за допомогою кнопок на шарнірах до 120°.

### Використання:

Виріб використовують для фіксації колінного суглоба після оперативних втручань, травм менісків, при пошкодженнях і розривах бічних і хрестоподібних зв'язок, хронічних ревматичних артрозах і артритах, нестабільності суглоба, у період реабілітації після спортивних травм.



SL 09 B

## Ортез колінного суглоба з регульованими шарнірними механізмами, посилений

Ортез колінного суглоба з регульованими шарнірними механізмами, посилений. Обмежує згинальні або розгинальні рухи в коліні. Амплітуда згинання/розгинання регулюється за допомогою кнопок на шарнірах до 120°.

### Використання:

Виріб використовують для фіксації колінного суглоба після оперативних втручань, травм менісків, при пошкодженнях і розривах бічних і хрестоподібних зв'язок, хронічних ревматичних артрозах і артритах, нестабільності суглоба, у період реабілітації після спортивних травм.



SL 09 A

## Ортез колінного суглоба з регульованими біомеханічними шарнірами

Ортез змінного ступеня фіксації з біомеханічними шарнірами — регуляторами обсягу руху, що обмежують згинальні або розгинальні рухи в коліні. Ортез дає змогу іммобілізувати колінний суглоб під кутами 10°, 20°, 30°, а також поетапно збільшувати обсяг руху в колінному суглобі до 120°, за допомогою кнопок, розміщених на шарнірних механізмах.

### Використання:

Виріб використовують для фіксації колінного суглоба після оперативних втручань, травм менісків, при пошкодженнях і розривах бічних і хрестоподібних зв'язок, хронічних ревматичних артрозах і артритах, нестабільності суглоба, в період реабілітації після спортивних травм.



лівий-правий





support line®  
S&L  
Orthopedic Products

*Your Support In Your Life*



# БАНДАЖІ ГОМІЛКОВОСТУПНЕВІ



REF 400

## Бандаж еластичний на гомілковоступневий суглоб типу «Вісімка»

Компресійний еластичний бандаж на гомілковоступневий суглоб типу «вісімка» забезпечує легку фіксацію, виводить зайве тепло й вологу, не обмежує природні рухи в суглобі та водночас зберігає компресію.

### Використання:

Виріб використовують для профілактики травматизму під час занять спортом та інших навантажень, у період реабілітації після травм гомілковоступневого суглоба.

Розміри:



| S              | M              | L              | XL             | XXL            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 31 cm<br>34 cm | 34 cm<br>37 cm | 37 cm<br>40 cm | 40 cm<br>44 cm | 44 cm<br>48 cm |



REF 401

## Бандаж неопреновий на гомілковоступневий суглоб з додатковим фіксувальним ремнем

Неопреновий бандаж виготовлений з м'якого та приємного на дотик матеріалу з урахуванням анатомічних особливостей гомілковоступневого суглоба. Додатковий фіксувальний ремінь посилює компресію та дає змогу людині самостійно її регулювати в міру одужання. Зберігає тепло, поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

### Використання:

Бандаж використовують при травмах та інших ушкодженнях, отриманих під час спортивної активності, артриті, тендиніті, нестабільності зв'язок гомілковоступневого суглоба. А також при вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:



| S              | M              | L              | XL             | XXL            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 21 cm<br>23 cm | 23 cm<br>25 cm | 25 cm<br>27 cm | 27 cm<br>29 cm | 29 cm<br>31 cm |



REF 402

## Бандаж неопреновий на гомілковоступневий суглоб із силіконовими вкладками

Неопреновий бандаж виготовлений з м'якого та приємного на дотик матеріалу з урахуванням анатомічних особливостей гомілковоступневого суглоба. Додаткові силіконові вкладки надійно фіксують і стабілізують суглоб, підсилюють зв'язковий апарат. Виріб зберігає тепло. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

### Використання:

Бандаж використовують при травмах та інших ушкодженнях, отриманих під час спортивної активності, артриті, тендиніті, нестабільності зв'язок гомілковоступневого суглоба. А також при вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:



| S              | M              | L              | XL             | XXL            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 21 cm<br>23 cm | 23 cm<br>25 cm | 25 cm<br>27 cm | 27 cm<br>29 cm | 29 cm<br>31 cm |



REF 403

## Бандаж неопреновий на гомілковоступневий суглоб з додатковим фіксувальним ремнем та силіконовими вкладками

Неопреновий бандаж виготовлений з м'якого та приємного на дотик матеріалу з урахуванням анатомічних особливостей гомілковоступневого суглоба. Додатковий фіксувальний ремінь посилює компресію та дає змогу людині самостійно її регулювати в міру одужання, а силіконові вкладки надійно пітримують та стабілізують суглоб. Виріб зберігає тепло. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

### Використання:

Бандаж використовують при травмах та інших ушкодженнях, отриманих під час спортивної активності, артриті, тендиніті, нестабільності зв'язок гомілковоступневого суглоба. А також при вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:



| S              | M              | L              | XL             | XXL            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 21 cm<br>23 cm | 23 cm<br>25 cm | 25 cm<br>27 cm | 27 cm<br>29 cm | 29 cm<br>31 cm |

## Бандаж неопреновий при Дорсифлексії (синдром падаючої стопи), універсальний

SL 916



Бандаж виготовлений з неопренового матеріалу AuraVelure Activ, який добре зберігає тепло. Універсальний розмір підходить для лівої та правої ноги. Бандаж застосовують під повсякденне вільне взуття.

### Використання:

Використовують при синдромі «падаючої стопи», парезі, паралічі в ділянці стопи, у разі перенесеного інсульту та інших травм і ушкоджень нервів і сухожилків, м'язів-розгиначів стопи.

Розміри:



Універсальний



## Ортез гомілковоступневий з жорсткою боковою підтримкою, універсальний

SL 08 K

Ортез на гомілковоступневий суглоб з жорсткою боковою підтримкою, виготовлений з міцного пластику. Його анатомічна форма та додаткові реміні з липучками велкро забезпечують надійну фіксацію суглоба. Спеціальні вкладки-подушечки підтримують суглоб з медіальної та латеральної сторін, водночас не обмежують його фізіологічну амплітуду рухів.

### Використання:

Використовують при травмах та ушкодженнях, отриманих під час спортивної активності, при нестабільності зв'язок гомілковоступневого суглоба, вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:

Універсальний



## Пнеumoортез гомілковоступневий з жорсткою боковою підтримкою, універсальний

SL 08

Жорсткий пластиковий каркас анатомічної форми стабілізує гомілковоступневий суглоб. Знімні реміні регулюють ступінь його фіксації. Спеціальні пневмовкладки забезпечують тривале комфортне використання ортеза. Виготовляється в універсальному розмірі для лівої та правої ноги, можна використовувати у взутті.

### Використання:

Рекомендовано при травмах та ушкодженнях, отриманих під час спортивної активності, нестабільності зв'язок гомілковоступневого суглоба, вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:

Універсальний





## ОРТЕЗИ ГОМІЛКОВОСТУПНЕВІ

### Ортез гомілковоступневий, жорсткий типу REFLEX AFO (лівий-правий)

SL 903



Ортез гомілковоступневий, жорсткий типу REFLEX AFO фіксує та утримує стопу у фізіологічному положенні під кутом 90 градусів. Сприяє відновленню біомеханіки ходьби. Виготовляється для лівої та правої ноги.

#### Використання:

Використовують при синдромі «падаючої стопи», парезі, паралічі в ділянці стопи, у разі перенесеного інсульту, пухлин, травм центральної та периферичної нервової системи, ДЦП, ушкодження сухожиль, м'язів-розгиначів стопи. А також при вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:

| S     | M     | L     |
|-------|-------|-------|
| 37 cm | 39 cm | 41 cm |
| 38 cm | 40 cm | 42 cm |

Лівий-правий

### Деротаційний ортез-чобіток для гомілковоступневого суглоба

ERS 01



Ортез-чобіток виготовлений з матеріалу AuraTerry, який поєднує в собі термопласт із зовнішнього боку та махрове покриття з внутрішнього. М'яка внутрішня вкладка не травмує шкіру і запобігає трофічним розладам при тривалому використанні. Т-подібна знімна пластина дає змогу легко регулювати кут пронації та супінації стопи від 45° до 90°, що створює оптимальні умови для відновлення пацієнта. Універсальний для лівої та правої ноги.

Виріб надійно фіксує нижню третину гомілки, гомілковоступневого суглоба і стопи, перешкоджаючи внутрішній і зовнішній ротації стегна. Використовують при переломі шийки стегна, парезі, паралічі в ділянці стопи, у разі перенесеного інсульту та інших травм і ушкоджень нервів, сухожиль і м'язів стопи та гомілки.

Розміри:

| S     | M     | L     |
|-------|-------|-------|
| 35 cm | 38 cm | 40 cm |
| 37 cm | 40 cm | 44 cm |

### Ортез для фіксації гомілковоступневого суглоба з шарнірами типу R.O.M. WALKER

SL 510



Ортез складається з металевих шин на шарнірних механізмах (обладнані регуляторами об'єму руху з можливістю регулювання кута з кроком 10°), чобітка-манжети на гомілку і стопу та пластикової підошви човникоподібної форми, що забезпечує фізіологічну біомеханіку ходьби. Додаткові ремні з липучками велкро регулюють ступінь фіксації ортеза на нижній кінцівці. Універсальний для лівої та правої ноги. Виріб максимально розвантажує стопу, особливо поверхню підошви, фіксує гомілковоступневий суглоб, є альтернативою гіпсової лонгетти. Піддається санітарно-гігієнічній обробці.

**Використовують** при ушкодженні зв'язок гомілковоступневого суглоба, ахіллового сухожилка, нервів, сухожиль і м'язів стопи та гомілки, при травмах щиколоток, парезі, паралічі стопи, діабетичній ангіопатії та нейропатії, синдромі діабетичної стопи, остеомієліті кісток стопи, у разі перенесеного інсульту тощо.

Розміри:

| S     | M     | L     |
|-------|-------|-------|
| 34 cm | 38 cm | 42 cm |
| 37 cm | 41 cm | 45 cm |

### Ортез для фіксації «Ахіллового сухожилка» (ортопедичний чобіток)

SL 511



Ортез для фіксації ахіллового сухожилка складається з металевих шин, чобітка-манжети на гомілку і стопу та пластикової підошви човникоподібної форми, що забезпечує фізіологічну біомеханіку ходьби. Додаткові ремні з липучками велкро регулюють ступінь фіксації ортеза на нижній кінцівці. Універсальний для лівої та правої ноги. Виріб максимально розвантажує стопу, особливо поверхню підошви, утримує гомілковоступневий суглоб під кутом 90°, є альтернативою гіпсової лонгетти. Піддається санітарно-гігієнічній обробці.

#### Використання:

Ортез використовують при ушкодженні зв'язок гомілковоступневого суглоба, ахіллового сухожилка, нервів, сухожиль і м'язів стопи та гомілки, при травмах щиколоток, парезі, паралічі стопи, діабетичній ангіопатії та нейропатії, синдромі діабетичної стопи, остеомієліті кісток стопи, у разі перенесеного інсульту тощо.

Розміри:

| S     | M     | L     |
|-------|-------|-------|
| 34 cm | 38 cm | 42 cm |
| 37 cm | 41 cm | 45 cm |

## Бандаж типу "стремена Павлика" на ремінцях

SL 910

Бандаж рекомендують використовувати для дітей з третього тижня життя і до півтора року. Ремінці виготовлені з екошкіри та натуральної м'якої тканини. Довжину стрічки регулюють металеві застібки. Забезпечує вправлення і фіксацію вродженого вивиху кульшового суглоба завдяки максимальному розведенню стегон назовні до повного його формування.

### Використання:

Використовують при дисплазії кульшового суглоба, вивихах і підвивихах головки стегнової кістки.

Розміри:

|                                                                                   |                             |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | <b>XS</b><br>25 cm<br>33 cm | <b>S</b><br>33 cm<br>41 cm | <b>M</b><br>41 cm<br>51 cm | <b>L</b><br>51 cm<br>61 cm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|




## Подушка типу Фрейка

SL909

Шина Фрейка забезпечує вправлення і фіксацію вродженого вивиху кульшового суглоба завдяки максимальному розведенню стегон назовні до повного його формування. Використовують при дисплазії кульшового суглоба, вивихах і підвивихах головки стегнової кістки.

Розміри:

|                                                                                     |                            |                            |                            |                             |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | <b>S</b><br>27 cm<br>32 cm | <b>M</b><br>32 cm<br>37 cm | <b>L</b><br>37 cm<br>42 cm | <b>XL</b><br>42 cm<br>47 cm | <b>XXL</b><br>47 cm<br>52 cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|



## Шина Деніса Брауна

SL 950

Шину Деніса Брауна використовують після хірургічної корекції вродженої клишоногості або як самостійний консервативний метод лікування (метод Понсеті), для фіксації стопи у відведеному назовні положенні. При цьому рекомендують, щоб кут відведення становив 70° — для клишонової стопи, 40° — для здорової.

Розміри: **Короткий: 29-41см/Довгий: 42-68см**




## Шина Деніса Брауна регульована

SL 951


Шину Деніса Брауна використовують після хірургічної корекції вродженої клишоногості або як самостійний консервативний метод лікування (метод Понсеті), для фіксації стопи у відведеному назовні положенні. При цьому рекомендують, щоб кут відведення становив 70° — для клишонової стопи, 40° — для здорової. Відстань між стопами пацієнта регулюють шляхом розсовування шини відповідно до медичних показань.

Розміри: **Короткий: 29-41см/Довгий: 42-68см**





## БАНДАЖІ ТРИКОТАЖНІ



REF 709

### Бандаж трикотажний, еластичний для ліктьового суглоба

REF 710

Бандаж трикотажний, еластичний для ліктьового суглоба при Епиконділіті з додатковими силіконовими вкладками

Бандаж трикотажний, еластичний для фіксації ліктьового суглоба забезпечує необхідне тепло компресію, що допомагає полегшити біль, зменшити набряк і пришвидшити одужання. Тепло поліпшує еластичність м'язових тканин, що знижує ризик травматизму, створює ефект мікромасажу для хворого суглоба, постійно активізує рецептори на шкірі та сприяє швидкій реабілітації.

**Використання:**

Використовують при артриті, бурситі, медіально-латеральному епиконділіті ліктьового суглоба; під час занять спортом, у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:

|  |          |          |          |           |            |
|--|----------|----------|----------|-----------|------------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> | <b>XXL</b> |
|  | 22 cm    | 24 cm    | 26 cm    | 28 cm     | 30 cm      |
|  | 24 cm    | 26 cm    | 28 cm    | 30 cm     | 32 cm      |

### Бандаж-шина трикотажна для фіксації зап'ясткового суглоба і першого пальця (ліва-права)

REF 722



Напівжорстка трикотажна шина-бандаж для зап'ястка з фіксацією першого пальця виготовляється у двох варіантах: для лівої і правої руки. Знімні анатомічні алюмінієві пластини, що розташовані на долонній поверхні, забезпечують знерухомлення та фізіологічне положення в променево-зап'ястковому суглобі. Додатковий фіксувальний ремінь посилює компресію, яку можна самостійно регулювати в міру одужання.

**Використання:**

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, бурситах, травмах і пошкодженнях зв'язкового апарату променево-зап'ясткового суглоба, у реабілітаційний період після гіпсової лонгетти при переломах кісток передпліччя та кисті, як шину під час транспортної іммобілізації.

Розміри:

|  |          |          |          |           |            |
|--|----------|----------|----------|-----------|------------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> | <b>XXL</b> |
|  | 15 cm    | 17 cm    | 19 cm    | 21 cm     | 23 cm      |
|  | 17 cm    | 19 cm    | 21 cm    | 23 cm     | 25 cm      |




REF 730

### Люмбосакральний корсет трикотажний

Люмбосакральний корсет, виготовлений з повітропроникного матеріалу, фіксує та стабілізує попереково-крижовий відділ хребта, створює оптимальний температурний баланс, посилює кровообіг, забезпечує тепло і помірний тиск у ділянці нирок.

**Використання:**

Виріб використовують при болях у спині різного походження, артриті, ревматизмі, радикуліті, травмах поперекового відділу хребта, хворобах нирок та органів таза.



Розміри:

|  |          |          |          |           |            |
|--|----------|----------|----------|-----------|------------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> | <b>XXL</b> |
|  | 75 cm    | 85 cm    | 95 cm    | 105 cm    | 115 cm     |
|  | 85 cm    | 95 cm    | 105 cm   | 115 cm    | 125 cm     |

### Люмбосакральний корсет трикотажний з додатковою силіконовою вкладкою

REF 731



Люмбосакральний корсет, виготовлений з повітропроникного матеріалу, надійно фіксує та стабілізує попереково-крижовий відділ хребта. Терапевтична силіконова мікромасажна вкладка поліпшує кровопостачання і лімфовенозний відтік та усуває м'язовий спазм. За допомогою застібки-липучки велкро вона легко фіксується в проекції ураженої ділянки тулуба.

Завдяки в'язаній основі корсет повторює анатомічні вигини тулуба, під час руху не сповзає і не згортається. Запобігає розвитку м'язової напруги. Його рекомендують використовувати після травм та операцій.



Розміри:

|  |          |          |          |           |            |
|--|----------|----------|----------|-----------|------------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> | <b>XXL</b> |
|  | 75 cm    | 85 cm    | 95 cm    | 105 cm    | 115 cm     |
|  | 85 cm    | 95 cm    | 105 cm   | 115 cm    | 125 cm     |

## Наколінник трикотажний еластичний із закритою колінною чашечкою

REF 699


Еластичний наколінник із закритою колінною чашечкою виготовлений із м'якого та приємного на дотик трикотажу, який добре зберігає тепло. Виріб зменшує больові відчуття під час руху через компенсацію зайвого навантаження зі зв'язок коліна. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

**Використання:**

Наколінник використовують для відновлення після травм і операцій, для захисту коліна під час занять спортом, при болях у проєкції колінної чашечки, артриті, бурситі, травмах, пов'язаних із пошкодженням зв'язкового апарату коліна та менісків; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:

|                                                                                   |          |          |          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> | <b>XXL</b> |
|                                                                                   | 31 cm    | 34 cm    | 37 cm    | 40 cm     | 44 cm      |
|                                                                                   | 34 cm    | 37 cm    | 40 cm    | 44 cm     | 48 cm      |



## Наколінник трикотажний еластичний із закритою колінною чашечкою з силіконовим кільцем та фіксуною горизонтальною смужкою

REF 700

Наколінник трикотажний еластичний із закритою колінною чашечкою виготовлений з урахуванням анатомічних особливостей колінного суглоба. У виріб вмонтовано силіконове кільце, яке утримує колінну чашечку в фізіологічному положенні. А горизонтальна силіконова смужка забезпечує додаткову фіксацію.

**Використання:**

Бандаж ідеально підходить для пацієнтів з нестабільним надколінком, при посиленних тренуваннях у спортзалі, набрякості після травм і забоїв, гемартрозах, болю в коліні, артриті, артрозі, препателлярному бурситі, травмах, пов'язаних з ушкодженням зв'язкового апарату коліна та менісків; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:

|                                                                                     |          |          |          |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> | <b>XXL</b> |
|                                                                                     | 31 cm    | 34 cm    | 37 cm    | 40 cm     | 44 cm      |
|                                                                                     | 34 cm    | 37 cm    | 40 cm    | 44 cm     | 48 cm      |



## Наколінник трикотажний еластичний із закритою колінною чашечкою та силіконовим кільцем

REF 701


Трикотажний еластичний наколінник виготовлений з урахуванням анатомічних особливостей колінного суглоба. У виріб вмонтовано силіконове кільце, яке утримує колінну чашечку в фізіологічному положенні. Бандаж зменшує больові відчуття під час руху через компенсацію зайвого навантаження зі зв'язок коліна. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

**Використання:**

Наколінник ідеально підходить для пацієнтів з нестабільним надколінком, при посиленних тренуваннях у спортзалі, набрякості після травм і забоїв, гемартрозах, болю в коліні, артриті, артрозі, препателлярному бурситі, травмах, пов'язаних з ушкодженням зв'язкового апарату коліна та менісків; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:

|                                                                                     |          |          |          |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> | <b>XXL</b> |
|                                                                                     | 31 cm    | 34 cm    | 37 cm    | 40 cm     | 44 cm      |
|                                                                                     | 34 cm    | 37 cm    | 40 cm    | 44 cm     | 48 cm      |



## Наколінник неопреновий із закритою колінною чашечкою

REF 702

Неопреновий наколінник виготовлений із м'якого та приємного на дотик матеріалу, який добре зберігає тепло. Бандаж зменшує больові відчуття під час руху через компенсацію зайвого навантаження зі зв'язок коліна. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

**Використання:**

Наколінник використовують для фіксації колінного суглоба при посиленних тренуваннях у спортзалі, набрякості після травм і забоїв, гемартрозах, болю в коліні, артриті, артрозі, препателлярному бурситі, травмах, пов'язаних з ушкодженням зв'язкового апарату коліна та менісків; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:

|                                                                                     |          |          |          |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> | <b>XXL</b> |
|                                                                                     | 31 cm    | 34 cm    | 37 cm    | 40 cm     | 44 cm      |
|                                                                                     | 34 cm    | 37 cm    | 40 cm    | 44 cm     | 48 cm      |





# БАНДАЖІ ТРИКОТАЖНІ



**REF 703**

## Наколінник компресійний трикотажний з силіконовим кільцем, шарнірними механізмами та фіксувальними ремнями

Наколінник трикотажний виготовлений з тканини із тривимірним плетінням, поліцентричні шарнірні механізми забезпечують комфортне згинання-розгинання та підтримують колінний суглоб. Завдяки інноваційному матеріалу з технологією 3D-в'язки компресія розподіляється на шести різних рівнях. Силіконова парпателлярна вкладка надійно фіксує колінну чашечку. Додаткові ремні з липучками велкро посилюють компресію та дають змогу людині самостійно регулювати її в міру одужання. Виріб зберігає виділене тілом тепло, що поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

**Використання:**

Наколінник використовують при травмах та ушкодженнях, отриманих під час спортивної активності, захворюваннях менісків, артриті, тендиніті, бурситі, нестабільності зв'язок колінного суглоба, вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний період.



Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm |
| 34 cm | 37 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm |



**REF 719**

## Бандаж еластичний трикотажний на гомілковоступневий суглоб

Трикотажний, еластичний бандаж із помірною фіксацією виготовлений з урахуванням анатомічних особливостей гомілковоступневого суглоба. Бандаж зберігає виділене тілом тепло, що у свою чергу поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. Універсальний для лівої та правої ноги.

**Використання:**

Бандаж використовують при травмах та ушкодженнях, отриманих під час спортивної активності, при артриті, тендиніті, нестабільності зв'язок гомілковоступневого суглоба, вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 19 cm | 21 cm | 23 cm | 25 cm | 27 cm |
| 21 cm | 23 cm | 25 cm | 27 cm | 29 cm |



**REF 720**

## Бандаж еластичний трикотажний на гомілковоступневий суглоб з силіконовою вкладкою типу Малео

Трикотажний, еластичний бандаж із помірною фіксацією виготовлений з урахуванням анатомічних особливостей гомілковоступневого суглоба. У виріб вмонтована силіконова вкладка для захисту та фіксації ахіллового сухожилка. Особлива технологія безшовної в'язки над склепінням стопи запобігає надмірній компресії та ішемії м'яких тканин. Універсальний для лівої та правої ноги.

**Використання:**

Бандаж використовують при травмах та ушкодженнях, отриманих під час спортивної активності, при артриті, тендиніті, плантарному апоневрозиті, вивихах і розтягненнях зв'язок та сухожилків стопи; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 19 cm | 21 cm | 23 cm | 25 cm | 27 cm |
| 21 cm | 23 cm | 25 cm | 27 cm | 29 cm |



**REF 721**

## Бандаж еластичний трикотажний на гомілковоступневий суглоб з боковими та підошовною силіконовими вкладками

Трикотажний, еластичний бандаж із помірною фіксацією виготовлений з урахуванням анатомічних особливостей гомілковоступневого суглоба, оснащений підошовною та боковими силіконовими вкладками, які надійно утримують та амортизують стопу під час руху. Універсальний для лівої та правої ноги. Особлива технологія безшовної в'язки над склепінням стопи запобігає надмірній компресії та ішемії м'яких тканин. Зберігає виділене тілом тепло, що поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

**Використання:**

Бандаж використовують при травмах отриманих під час спортивної активності, ушкодженнях ахілла різного генезу, при артриті, тендиніті, плантарному апоневрозиті, вивихах і розтягненнях зв'язок і сухожилків стопи; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:



| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 19 cm | 21 cm | 23 cm | 25 cm | 27 cm |
| 21 cm | 23 cm | 25 cm | 27 cm | 29 cm |




"your support line in life"



ERSA 200

Наколінник неопреновий із закритою колінною чашечкою, універсальний



ERSA 205

Бандаж неопреновий для фіксації першого пальця руки (Шина де Кервена), універсальний



ERSA 201

Наколінник неопреновий із відкритою колінною чашечкою та силіконовим кільцем, універсальний



ERSA 206

Шина-бандаж неопренова для фіксації зап'ясткового суглоба (ліва-права), універсальна



ERSA 202

Наколінник неопреновий із відкритою колінною чашечкою та спіральними ребрами жорсткості, універсальний



ERSA 207

Шина-бандаж неопренова для фіксації зап'ясткового суглоба і першого пальця (ліва-права), універсальна



ERSA 208

Бандаж неопреновий для фіксації зап'ясткового суглоба, універсальний



ERSA 211

Бандаж неопреновий при Епикондиліті, універсальний



ERSA 212

Бандаж неопреновий, еластичний на гомілково-ступневий суглоб з додатковим фіксувальним ременем, універсальний



ERSA 209

Бандаж неопреновий для зап'ясткового суглоба з фіксацією на першому пальці, універсальний



ERSA 213

Бандаж неопреновий на гомілковоступневий суглоб з додатковим фіксувальним ременем та силіконовими вкладками, універсальний



ERSA 215

Корсет люмбосакральний еластичний неопреновий, універсальний



ERSA 214

Бандаж неопреновий жорсткий на гомілковоступневий суглоб з додатковим фіксувальним ременем та пластиковими вкладками, універсальний




ERSA 216

Корсет люмбосакральний неопреновий з додатковою фіксацією, універсальний




ERSA 219

Бандаж неопреновий для стегна, універсальний



ERSA 218

Бандаж неопреновий для гомілки, універсальний





# ПРОДУКЦІЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА СТОПОЮ



**SL 500**

**Силіконові устілки з додатковими вкладками для формування поперечного склепіння стопи та амортизації п'ятки**

Надтонкі ортопедичні силіконові устілки з двома зонами різної щільності в проксимальній та дистальній частині виробу. Амортизують, розвантажують і формують поперечне склепіння стопи під час динамічних та статичних навантажень.

**Використання:**

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному апоневрозиті (п'ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, тріщинах і сухості шкіри стопи.

Розміри:

|                                                                                   |          |          |          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> | <b>XXL</b> |
|                                                                                   | 34 cm    | 36 cm    | 38 cm    | 41 cm     | 44 cm      |
|                                                                                   | 36 cm    | 38 cm    | 41 cm    | 44 cm     | 47 cm      |



**SL 502**

**Силіконові устілки для формування поперечного та поздовжнього склепіння стопи та амортизації п'ятки і перфорованими отворами**

Надтонкі ортопедичні силіконові устілки з двома зонами різної щільності в проксимальній, центральній та дистальній частині виробу. Амортизують, розвантажують і формують поперечне та поздовжнє склепіння стопи під час динамічних та статичних навантажень. Поверхня устілок перфорована для поліпшення повітрообміну.

**Використання:**

Використовують у закритому взутті при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному апоневрозиті (п'ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, тріщинах і сухості шкіри стопи.

Розміри:

|                                                                                     |          |          |          |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> | <b>XXL</b> |
|                                                                                     | 34 cm    | 36 cm    | 38 cm    | 41 cm     | 44 cm      |
|                                                                                     | 36 cm    | 38 cm    | 41 cm    | 44 cm     | 47 cm      |



**SL 500 Y**

**Силіконові устілки з додатковими вкладками для формування поперечного склепіння стопи та амортизації п'ятки і перфорованими отворами**

Надтонкі ортопедичні силіконові устілки з двома зонами різної щільності в проксимальній та дистальній частині виробу. Амортизують, розвантажують і формують поперечне склепіння стопи під час динамічних та статичних навантажень. Поверхня устілок перфорована для поліпшення повітрообміну.

**Використання:**

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному апоневрозиті (п'ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, тріщинах і сухості шкіри стопи.

Розміри:

|                                                                                     |          |          |          |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> | <b>XXL</b> |
|                                                                                     | 34 cm    | 36 cm    | 38 cm    | 41 cm     | 44 cm      |
|                                                                                     | 36 cm    | 38 cm    | 41 cm    | 44 cm     | 47 cm      |



**SL 917**

**Силіконові устілки з тканинним покриттям для формування поперечного склепіння стопи і амортизації п'ятки**

Надтонкі ортопедичні силіконові устілки з двома зонами різної щільності в проксимальній та дистальній частині виробу. Амортизують, розвантажують і формують поперечне склепіння стопи під час динамічних та статичних навантажень. Поверхня устілок покрита гіпоалергенною тканиною.

**Використання:**

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному апоневрозиті (п'ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, тріщинах і сухості шкіри стопи.

Розміри:

|                                                                                     |          |          |          |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> | <b>XXL</b> |
|                                                                                     | 34 cm    | 36 cm    | 38 cm    | 41 cm     | 44 cm      |
|                                                                                     | 36 cm    | 38 cm    | 41 cm    | 44 cm     | 47 cm      |

## Шкіряні устілки з металевим супінатором та метатарзальною вставкою, 3/4 довжини SL 504

Шкіряні устілки з металевим супінатором і метатарзальною вставкою-краплею, 3/4 довжини призначені для формування поздовжнього та поперечного склепіння стопи. Амортизують, розвантажують стопу під час динамічних та статичних навантажень. Сприяють фізіологічній поставі.

### Використання:

Використовують для профілактики та лікування плоско-вальгусної деформації стоп, після отриманих травм та оперативних втручань в ділянці стопи, при деформаціях головок плеснових кісток і фаланг пальців.

Розмір взуття: 35 - 36/37 - 38 / 39 - 40 / 41 - 42 / 43 - 44



## Коркові устілки з перфорованим неопреновим покриттям SL 506

Коркові устілки з перфорованим неопреновим покриттям. Спеціальна форма основи амортизує, стабілізує та забезпечує фізіологічне положення стопи, перфорована для створення оптимального мікроклімату у взутті. Легко миється і не вимагає додаткових засобів догляду.

### Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному апоневрозиті (п'ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії.

Розмір взуття: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 .....



## Напівустілки при повздовжній плоскостопості SL 525

Ортопедичні напівустілки, виготовлені із сучасних полімерних амортизаційних матеріалів. Забезпечують необхідну амортизацію та фізіологічне положення стопи.

### Використання:

Використовують при повздовжній плоскостопості й вальгусному відхиленні стопи, для зменшення хворобливих відчуттів під час ходьби.

Розмір взуття: 22 - 23 - 24 ... 37 - 38 - 39 - 40



## Силіконові підп'ятники SL 501

Силіконові підп'ятники з двома зонами різної щільності. Амортизують і розвантажують п'ятку під час статичних та динамічних навантажень. Формують фізіологічну поставу.

### Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному апоневрозиті (п'ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, тріщинах і сухості шкіри п'ятки.

Розміри:

|                                                                                     |                            |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | <b>S</b><br>35 cm<br>38 cm | <b>M</b><br>38 cm<br>41 cm | <b>L</b><br>42 cm<br>44 cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|





## ПРОДУКЦІЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА СТОПОЮ



**SL 501 Y**

### Силіконові підп'ятники з додатковою амортизаційною вставкою

Силіконові підп'ятники з додатковою вставкою в проекції п'яtkового горба. Амортизують і розвантажують п'ятку під час статичних та динамічних навантажень. Формують фізіологічну поставу.

#### Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному апоневрозиті (п'ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, тріщинах та сухості шкіри п'ятки.

Розміри:

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> |
|  | 35 cm    | 38 cm    | 42 cm    |
|  | 38 cm    | 41 cm    | 44 cm    |



**SL 505**

### Підп'ятники з пінополістеролу покриті екошкірою

Підп'ятники з пінополістеролу амортизують і розвантажують п'ятку під час статичних та динамічних навантажень. Формують фізіологічну поставу. Легко миються і не вимагають додаткових засобів догляду.

#### Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному апоневрозиті (п'ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії.

Розміри:

|  |          |          |
|--|----------|----------|
|  | <b>1</b> | <b>2</b> |
|  | 34 cm    | 38 cm    |
|  | 38 cm    | 42 cm    |



**SL 918**

### Силіконові амортизаційні підп'ятники з тканинним покриттям

Силіконові підп'ятники з тканинним покриттям. Амортизують та розвантажують п'яtkову ділянку під час динамічних та статичних навантажень. Сприяють фізіологічній поставі.

#### Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному апоневрозиті (п'ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, тріщинах та сухості шкіри п'ятки.

Розміри:

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> |
|  | 34 cm    | 36 cm    | 38 cm    |
|  | 36 cm    | 38 cm    | 41 cm    |



**SL 512**

### Силіконові вкладки для формування поздовжнього склепіння стопи

Силіконові вкладки з тканинним покриттям призначені для формування поздовжнього склепіння стопи. Амортизують, розвантажують стопу під час динамічних та статичних навантажень. Сприяють фізіологічній поставі.

#### Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному апоневрозиті (п'ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи.

Розміри:

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
|  | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> |
|  | 34 cm    | 36 cm    | 38 cm    |
|  | 36 cm    | 38 cm    | 41 cm    |

## Силіконові метатарзальні вкладки з тканинним покриттям SL 509 K


Силіконові метатарзальні вкладки з тканинним покриттям амортизують і компенсують навантаження з ділянки плеснових кісток під час статичних і динамічних навантажень.

### Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, тріщинах, мозолях і сухості шкіри плесни.

Розміри:

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| S     | M     | L     |
| 34 cm | 40 cm | 42 cm |
| 39 cm | 45 cm | 45 cm |



## Міжпальцева силіконова вкладка SL 503


Міжпальцева силіконова вкладка зменшує відчуття дискомфорту та втоми під час ходьби. Запобігає виникненню трофічних розладів і дефектів м'яких тканин у проєкціях пальців стопи. Завдяки ергономічному дизайну виріб можна носити щоденно.

### Використання:

Використовують для корекції першого пальця при Hallux Valgus, деформації другого пальця, а також для профілактики схожих станів.

Розміри:

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| S     | M     | L     |
| 34 cm | 38 cm | 42 cm |
| 37 cm | 41 cm | 45 cm |



## Силіконова вкладка під передній відділ стопи з кільцем для фіксації на другому пальці SL 509

Силіконова вкладка під ділянку плеснових кісток призначена для компенсації навантаження та захисту переднього відділу стопи. Амортизує дистальну частину стопи, запобігає виникненню гіперкератозу. Знижує больовий синдром під час ходьби, викликаний надмірною чутливістю шкіри через її затвердіння в проєкції плеснової ділянки.


### Використання:

Використовують при невромах, діабетичній полінейропатії, трофічних розладах м'яких тканин у дистальних відділах стопи, схильності до утворення мозолів.

Розміри:



Універсальний



## Силіконовий бурсопротектор на ділянку першого плесно-фалангового суглоба SL 507


Силіконовий бурсопротектор призначений для захисту та компенсації навантаження першого плесно-фалангового суглоба при плоско-вальгусній деформації стопи. Зменшує відчуття дискомфорту та втоми під час ходьби. Запобігає виникненню бурситу, трофічних розладів і дефектів м'яких тканин у проєкції головки першої плеснової кістки. Завдяки ергономічному дизайну виріб можна носити щоденно.

Розміри:

Універсальний







## SL 517 Силіконовий м'яч для реабілітації кисті

Силіконовий м'яч призначений для реабілітації м'язів і сухожиль кисті та передпліччя після травм, переломів та операцій. А також для профілактики утворення контрактур.

Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік, дрібну м'язову моторику, відновлює амплітуду рухів у кисті. Еспандер виготовляють у трьох ступенях жорсткості: червоний — жорсткий, синій — середній, зелений — м'який.

(Зелений / Синій / Червоний)



## NV 10 Бандаж нічний вальгусний з фіксацією першого пальця стопи (лівий-правий)

Нічний захисний вальгусний бандаж із фіксацією першого пальця стопи виготовлений з еластичного, м'якого, гіпоалергенного матеріалу. Фіксує перший палець у фізіологічному положенні. Запобігає подальшій деформації I та II пальців стопи, появі бурситу плесно-фалангового суглоба першого пальця. Знімає спазм з відвідних і привідних м'язів стопи. Поліпшує біомеханіку ходьби.

**Використання:**

Використовують у ранній та пізній післяопераційний період, як самостійний консервативний метод лікування.

Розміри:  Універсальний, лівий-правий



## NV 11 Бандаж вальгусний з фіксацією першого пальця стопи (лівий-правий)

Захисний вальгусний бандаж із фіксацією першого пальця стопи виготовлений з еластичного, м'якого, гіпоалергенного матеріалу. Фіксує палець у фізіологічному положенні. Запобігає подальшій деформації I та II пальців стопи, появі бурситу плесно-фалангового суглоба першого пальця. Знімає спазм з відвідних і привідних м'язів стопи. Поліпшує біомеханіку ходьби.

**Використання:**

Використовують у ранній та пізній післяопераційний період, як самостійний консервативний метод лікування.

Розміри:  Універсальний



## SL 508 Післяопераційне взуття

Спеціальна форма взуття максимально підходить для пацієнтів, яким проводили операції на стопі. Верхня частина виробу роз'ємна, це дає змогу безперешкодно взути та зняти його, не викликаючи больових відчуттів і дискомфорту. Застібки-липучки фіксують взуття на стопі, підошова поверхня вкрита протиковзким матеріалом.

Взуття виготовлене з екологічних матеріалів, що запобігає виникненню алергічних реакцій, подразнень шкіри. Піддається санітарно-гігієнічній обробці.

Розміри: 

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| S     | M     | L     |
| 33 cm | 36 cm | 41 cm |
| 35 cm | 40 cm | 45 cm |

## Силіконові моделюючі вкладки для збільшення об'єму грудей (протези молочних залоз)

**SL 518**



Силіконові моделюючі вкладки для збільшення об'єму грудей (протези молочних залоз), виготовлені з медичного гіпоалергенного силікону краплеподібної форми.

### Використання:

Використовують після проведеного оперативного втручання - мастектомії (видалення молочної залози). Забезпечують симетрію та природну форму в проекції молочних залоз. Поліпшують лімфовенозний відтік, зменшують набряк, больові відчуття, створюють протекцію м'яким тканинам в ділянці післяопераційного рубця. Легко піддаються санітарно-гігієнічній обробці.


Розміри: 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 130

## SBT 001 Медичні сабо (білі/чорні) SBT 002



Сабо виготовлені зі стійкого до зношування легкого гіпоалергенного матеріалу з вентиляційними отворами, який не абсорбує вологу та запахи. Пориаста устілка амортизує взуття, що є особливо корисним при динамічних та статичних навантаженнях. Піддається санітарно-гігієнічній обробці.

Розміри: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44



## REF 410 Обважнювачі для рук і ніг



Обважнювачі для рук і ніг створюють додаткове навантаження під час тренувань, підвищують їхню ефективність. Виготовлені у вигляді манжет, тому використовувати їх зручніше, ніж звичайні гантелі.

Під час застосування обважнювачів у роботу залучено практично всі групи м'язів, особливо ефективно тренуються м'язи рук, плечей, передпліч, стегон і сідниць. Можна використовувати при звичайній ходьбі для витрати більшої кількості калорій.

Розміри: 500 gr - 1 kg - 1,5 kg - 2 kg - 2,5 kg - 3 kg - 3,5 kg

## Туалетне сидіння-наставка для людей, що хворіють на геморой

**SL 520**



Туалетне сидіння-наставка для людей, які хворіють на геморой. Пристрій забезпечує фізіологічне положення тіла при справлянні природних потреб і запобігає повторному випадінню та запалюванню гемороїдальних вузлів. Виготовлене з пластику. Легко піддається санітарно-гігієнічній обробці.

## Туалетне сидіння-наставка з кришкою

**SL 515**



Туалетне сидіння-наставка призначене для збільшення висоти унітаза, що полегшує справляння фізіологічних потреб для літніх людей і людей з вадами опорно-рухового апарату. Встановлюють без використання інструментів (два кріплення на зовнішній бік унітаза), підходить для унітаза будь-якої форми. Має відкидну кришку. Легко піддається санітарно-гігієнічній обробці.



## КОМПРЕСІЙНИЙ ТА АНТИЕМБОЛІЙНИЙ ТРИКОТАЖ



Компресійні гольфи



Компресійні панчохи  
із силіконовою смужкою



Компресійні колготи



Компресійні колготи  
для вагітних



Антиемболічні гольфи



Антиемболічні панчохи



Антиемболічна  
монопанчоха з поясом

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ERSA 505   | Компресійні гольфи 1-й клас (закритий носок)                          |
| ERSA 505/1 | Компресійні гольфи 1-й клас (відкритий носок)                         |
| ERSA 507   | Компресійні панчохи із силіконовою смужкою 1-й клас (закритий носок)  |
| ERSA 507/1 | Компресійні панчохи із силіконовою смужкою 1-й клас (відкритий носок) |
| ERSA 508   | Компресійні колготи 1-й клас (закритий носок)                         |
| ERSA 508/1 | Компресійні колготи 1-й клас (відкритий носок)                        |
| ERSA 508 H | Компресійні колготи, для вагітних 1-й клас (закритий носок)           |

Розміри: 1,2,3,4,5,6,7


|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ERSA 509   | Компресійні гольфи 2-й клас (закритий носок)                     |
| ERSA 509/1 | Компресійні гольфи 2-й клас (відкритий носок)                    |
| ERSA 510   | Компресійні панчохи із силіконовою смужкою 2-й клас (закр.носок) |
| ERSA 510/1 | Компресійні панчохи із силіконовою смужкою 2-й клас (відк.носок) |
| ERSA 511   | Компресійні колготи 2-й клас (закритий носок)                    |
| ERSA 511/1 | Компресійні колготи 2-й клас (відкритий носок)                   |

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| ERSA 515 | Антиемболічні гольфи               |
| ERSA 516 | Антиемболічна монопанчоха з поясом |
| ERSA 517 | Антиемболічні панчохи              |

XS/S/M/L/XL

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ НА КОМПРЕСІЙНІ ВИРОБИ

| Обхват ноги | Розмір (см) |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | 1           | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| cB          | 18-20       | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| cB1         | 22-26       | 24-29 | 27-33 | 29-36 | 31-38 | 33-39 | 35-40 |
| cC          | 28-33       | 30-37 | 33-40 | 35-43 | 37-45 | 39-46 | 41-48 |
| cD          | 27-32       | 28-35 | 32-39 | 34-42 | 36-44 | 38-45 | 40-47 |
| cE          | 32-38       | 33-41 | 37-44 | 39-47 | 41-50 | 43-52 | 45-54 |
| cF          | 37-47       | 38-52 | 43-58 | 46-61 | 50-66 | 53-69 | 56-71 |
| cG          | 43-57       | 46-60 | 49-67 | 52-72 | 55-76 | 60-79 | 64-80 |



ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ НА АНТИЕМБОЛІЧНІ ВИРОБИ

| Обхват ноги | Розмір (см) |       |       |        |        |       |       |
|-------------|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|             | S           | M     | L     | XL     | XXL    | XXXL  | XXXXL |
| cB          | 18-20       | 20-23 | 23-26 | 23-29  | 29-32  | 60-68 | 64-72 |
| cB1         | 21-26       | 24-30 | 28-33 | 31-37  | 34-40  | 69-81 | 73-85 |
| cC          | 27-34       | 31-37 | 35-40 | 38-44  | 41-48  | 60-81 | 64-85 |
| cD          | 26-33       | 30-36 | 34-39 | 37-42  | 40-47  | 53-73 | 57-78 |
| cE          | 31-38       | 35-41 | 39-44 | 42-48  | 45-53  | 41-51 | 42-53 |
| cF          | 37-47       | 41-53 | 47-58 | 52-62  | 58-69  | 38-48 | 40-50 |
| cG          | 43-57       | 49-63 | 57-67 | 58-73  | 64-80  | 39-49 | 41-51 |
| Heel color  | Beige       | Red   | Blue  | Yellow | Orange | Black | Brown |



SL 22

Ортопедична подушка для сну  
з ефектом пам'яті ВІСКО

*Your Support Line In Your Life*

  
support line®  
S&L  
Orthopedic Products



SL 06

Ортопедична подушка під поперекову ділянку хребта з ефектом пам'яті



SL 06 V

Ортопедична подушка під поперекову ділянку хребта з ефектом пам'яті Віско



SL 07

Ортопедична подушка для сидіння з ефектом пам'яті



SL 07 V

Ортопедична подушка для сидіння з ефектом пам'яті Віско



SL 07 A

Ортопедична подушка для сидіння з ефектом пам'яті Віско, відкритого типу (підковоподібна)



SL 23

Ортопедична подушка на шииний відділ хребта для подорожей Віско



SL 923

Ортопедична подушка проти храпіння Віско



SL 922

Клиноподібна ортопедична подушка для профілактики та лікування гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби






# РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

ERS 100 B



Милиці пахвові алюмінієві,  
регулюючі за висотою

ERS 100 I



Милиці пахвові алюмінієві,  
регулюючі за висотою

ERS 101



Милиці підлокітні,  
регулюючі за висотою

ERS 106



Тростина алюмінієва,  
регулююча за висотою

ERS 104-104 I



Тростина алюмінієва  
телескопічна із трьома  
опорами, регулююча за висотою

ERS 105 - 105 I



Тростина алюмінієва  
телескопічна з чотирма  
опорами, регулююча за висотою

ERS 102



Ходунки складні крокуючі,  
металеві, регулюючі за  
висотою

ERS 102 I



Ходунки складні крокуючі,  
металеві, регулюючі за  
висотою, покращені

ERS 102 T



Ходунки складні крокуючі,  
металеві, регулюючі за  
висотою, на колесах

ERS 103



Ходунки складні крокуючі,  
алюмінієві, регулюючі  
за висотою

ERS 1104



Ролатор-ходунки, металевий  
на колесах

ERS 200 I



Крісло-туалет, регулююче  
по висоті, складне, покращене

ERS 200



Крісло-туалет, регулююче  
по висоті, складне

ERSA 301



Інвалідний візок,  
стаціонарний

ERSA 300



Інвалідний візок

ERSA 303



Інвалідний візок,  
багатофункціональний


ERSA 304



Інвалідний візок з  
електроприводом



►► ELS-01



### Наколінник трикотажний еластичний із закритою колінною чашечкою

Наколінник трикотажний еластичний із закритою колінною чашечкою виготовлений з м'якого і приємного на дотик трикотажу, який зберігає тепло. Зменшує больові відчуття під час руху через зняття зайвого навантаження зі зв'язок коліна. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

#### Використання:

- Використовують для відновлення після травм і операцій, а також для захисту коліна під час занять спортом, при болях колінної чашечки, артриті, бурситі, травмах, пов'язаних з ушкодженням зв'язкового апарату коліна та менісків, сегментарному варикозному розширенню вен; у ранній та пізній післяопераційний період.

| Розміри: |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| S        | M     | L     | XL    |
| 30-34    | 34-38 | 38-42 | 42-46 |

►► ELS-02



### Бандаж трикотажний, еластичний для ліктьового суглоба

Бандаж трикотажний, еластичний фіксує ліктьовий суглоб при травмах, знімає набряк і компенсує навантаження зі зв'язок. Підходить для щоденного використання для захисту ліктя або надання йому додаткової фіксації.

#### Використання:

Використовують при артриті, бурситі, медіально-латеральному епіконділіті ліктьового суглоба, під час занять спортом, як додатковий захист від травм і вивихів;

| Розміри: |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| S        | M     | L     | XL    |
| 21-24    | 24-27 | 27-30 | 30-33 |

►► ELS-04



### Бандаж еластичний трикотажний для фіксації зап'ясткового суглоба

Променево-зап'ястковий бандаж виготовлений з повітропроникного трикотажного еластичного матеріалу. Застосовують при артрозо-артритах, тендовагінітах, бурситах, забиттях та ушкодженнях зв'язок променево-зап'ясткового суглоба, у період реабілітації після гіпсової лонгети при переломах кісток передпліччя.

| Розміри: |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| S        | M     | L     | XL    |
| 15-19    | 19-21 | 21-24 | 24-28 |

►► ELS-03



### Бандаж еластичний трикотажний на гомілковоступневий суглоб

Трикотажний, еластичний бандаж виготовлений з урахуванням анатомічних особливостей гомілковоступневого суглоба. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

#### Використання:

Використовують при травмах та ушкодженнях, отриманих під час спортивної активності, артриті, тендиніті, нестабільності зв'язок гомілковоступневого суглоба, вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний період.

| Розміри: |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| S        | M     | L     | XL    |
| 15-19    | 19-23 | 23-28 | 28-33 |

Comfort  
&  
Support  
together

# support line®

Orthopedic Products



SC 001

Наматрацник, водонепроникний  
90x190см

SC 002

Наматрацник, водонепроникний  
190x200см





## КОНТАКТИ

Україна, м.Тернопіль

+38 098 020 64 39

+38 068 336 23 50

[www.ersamed.com.ua](http://www.ersamed.com.ua)

